Kanister aus Polyethylen niedriger Dichte, ohne Hahn

Runde Kanister mit Griff Nalgene™

- Autoklavierbar
- Wasserdicht
- Aus LDPE
- Mit seitlich platzierter Öffnung zum einfachen Einfüllen von Flüssigkeiten



Art. Nr.	Kapazität (l)	Material	CHF
029450	4	LDPE	AA -
029383	8	LDPE	AA -

Fässer

Fässer mit großer Öffnung aus HDPE

- Aus HDPE
- Produkte in Lebensmittelqualität
- Wasserdicht und luftdicht
- Maximale Temperatur beim Befüllen : +80 °C
- Temperatur beim Schließen : +30 °C



Kapazität (l)	6	10	15	20	26	42	55	68
Griffe	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Ohne	Mit	Mit	Mit
Maße Ø x H (mm)	198 x 265	274 x 239	274 x 328	274 x 418	316 x 426	410 x 416	410 x 518	410 x 632
Ø Öffnung (mm)	136	204	204	204	204	282	282	282
Maximales Bruttogewicht (kg)	20	22	22	27	33	51	66	81
Art. Nr.	**773001**	**773002**	**773003**	**773004**	**773005**	**773006**	**773007**	**773008**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Transferstopfen

Mehrwegstopfen

Mehrwegstopfen Q-Serie

- Für den Transfer von Flüssigkeiten (Anwendungen mit Druck)
- Anti-Torsion
- Körper aus PTFE
- Schläuche, die durch 1/4''-28 Edelstahl-Gewindeöffnungen und Muttern verbunden sind
- Empfohlene Ferrulen, Omni-Lok™ oder Gripper-System
- Wird mit einem Satz Schläuche geliefert

Hals	Anzahl Wege	Ventil	Mehrwegstopfen Q		Mehrwegstopfen T	
			Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
GL 45	2	Ok	910527	AA -	910695	AA -
GL 45	3	Ok	910683	AA -	910696	AA -
GL 45	4	Ok	910684	AA -	910697	AA -
38-340	2	Ok	-	-	910698	AA -
38-340	3	Ok	-	-	910699	AA -
38-340	4	Ok	-	-	910700	AA -
GL 32	2	Ok	910688	AA -	-	-
GL 45	2	-	910689	AA -	910701	AA -
GL 45	3	-	910690	AA -	910702	AA -
GL 45	4	-	910691	AA -	910703	AA -
38-340	2	-	910692	AA -	910704	AA -
38-340	3	-	910693	AA -	910705	AA -
38-340	4	-	910694	AA -	910706	AA -
GL 32	2	-	-	-	910707	AA -



Mehrwegstopfen T-Serie

- Für die Übertragung von Flüssigkeiten (peristaltische Pumpen...)
- Einfach und vielseitig einsetzbar
- Ohne Schrauben und Hülsen
- Anti-Torsion
- Körper aus PTFE
- Öffnungen für starre Schläuche mit einem Außendurchmesser von 3,2 mm oder männliche Luer-Adapter
- Mit Kontrollventil und Filter, um das Austreten von Dämpfen in die Arbeitsumgebung und die Verunreinigung der Lösung zu verhindern

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com