Aseptische Transferverschlüsse



Verschlüsse mit Schlauch zum Befüllen und Entleeren von Nalgene™ -Flaschen unter aseptischen Bedingungen.

- Passend für alle Flaschen mit Hals 83B oder 53B
- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- Verschlüsse, die mit zwei äußeren Endstücken und zwei inneren Schläuchen an der Flasche versehen sind

Art. Nr.	Typ	Ø Innenrohr	CHF
029107	53B	6,4 mm (1/4)	AA -
029108	83B	12,7 mm (1/2)	AA -
029109	83B	6,4 mm (1/4)	AA -

Top Works Verschlüsse



- Verschluss aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Wasserdicht
- Für den aseptischen Transfer von Flüssigkeiten
- Mit zwei oder drei Ports, versehen mit flexiblen Silikonschläuchen
- Die Stutzen werden schmelzgeschweißt, um ein einteiliges Verschlusssystem zu bilden

Art. Nr.	Modell	Anzahl Anschlüsse	Innenmaße der Stutzen (inch)	CHF
028999	38 - 430	3	(1) 1/4 ; (2) 1/8	AA -
029000	53B	Ohne	-	AA -
029001	53B	2	(1) 1/4 ; (1) 1/4	AA -
029002	53B	3	(1) 1/8 ; (2) 1/4	AA -
029003	83B	Ohne	-	AA -
029004	83B	2	(1) 1/4 ; (1) 1/2	AA -
029005	83B	3	(1) 3/8 ; (2) - 1/4	AA -
029369	GL45	3	(2) 1/4 ; (1) - 1/8	AA -

Füllstopfen



- Aus Polypropylen und TPE-Dichtung
- Typ 83B
- Mit internen externen Schnellverbindungen zum Anschluss von Schläuchen
- Für 1/4" (6,3 mm) oder 3/8" (9,5 mm) Schläuche

Art. Nr.	Ausgang (mm)	Anzahl Anschlüssen	CHF
029421	6,3	2	AA -
029422	9,5	2	AA -
029423	6,3	3	AA -
029424	9,5	3	AA -

Ersatzanschlüsse für Füllstopfen



- Hergestellt aus Polypropylen
- Achtung: Die Größen sind nicht austauschbar

Art. Nr.	Ausgang (mm)	Typ	VE	CHF/ VE
029426	6,3	aufrecht	6	AA -
029427	9,5	aufrecht	6	AA -
029428	6,3	Gewinkelt	6	AA -
029429	9,5	Gewinkelt	6	AA -

Ausgießerstopfen



- Aus Polypropylen mit Polyethyleneinlage
- Für alle 1-Liter-, 2-Liter-, 4-Liter-Flaschen mit Hals 38-430 (38 mm)

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
029430	Ausgießer Verschluss	6	AA -



Finden Sie Biosigma konische Doppelschlauch-Verschlüsse auf milian.com