Spritzflaschen - BASICS - Aus Polyethylen niedriger Dichte, breiter Hals

ClearLine® Weithals-Spritzflaschen

- Hergestellt aus Polyethylen
- Einteilig geformte Kappe

Volumen (ml)	250	500
Weiß	257016	761880
Blau	257017	257023
Rot	257018	257024
Gelb	257019	257025
Orange	257020	257026
Grün	257021	257027
VE	1	1
CHF/VE	AA -	AA -
Assortiert	257022	257028
VE	6	6
CHF/VE	AA -	AA -



Reine Spritzflaschen Azlon® Weithals mit Tropf-Stopp

- Aus LDPE
- Farbiger Weithalsstopfen aus Polypropylen
- Tropfsicheres DripLok®-System minimiert den Verlust von Lösungsmitteln

Volumen	500 ml	1000 ml
Weiß	761770	761776
Gelb	761772	761777
Rot	761771	761778
Blau	761774	761779
Grün	761773	761780
Orange	761775	761781
VE	5	5
CHF/VE	AA -	AA -



Spritzflaschen Set

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
761769	Set bestehend aus 5 Spritzflaschen 250 ml, Verschlüsse sortiert (weiß, rot, gelb, grün, blau)	AA -

Azlon® Weithals-Spritzflaschen mit farbigem Verschluss

- Hergestellt aus Polyethylen
- Farbiger Verschluss, der in einem Stück mit dem Schnabel geformt ist

Farbe Kappe	Spritzflaschen zu 250 ml	Spritzflaschen zu 500 ml	Spritzflaschen zu 1000 ml
Weiß	001432	001438	001442
Rot	001433	001439	001444
Gelb	001434	001440	001443
Grün	001435	001441	001446
Blau	001436	001437	001445
VE	5	5	5
CHF/VE	AA -	AA -	AA -



Integral Spritzflaschen mit weitem Hals

- Hergestellt aus Polyethylen
- Graduiert
- Einfaches und sicheres Befüllen
- Mit farbigem Verschluss zur Kennzeichnung des Inhalts
- Hals GL 45 (ø 38 mm)
- Auslaufrohr als integraler Bestandteil des Verschlusses eliminiert die Tendenz, dass der Verschluss Luft und Flüssigkeit aufnimmt

Volumen (ml)	Graduierung (ml)	Ø (mm)	Natur	Blau	Gelb	Rot	CHF
250	25	60	391316	391462	391464	391466	AA -
500	100	75	391317	391463	391465	391467	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com