SPRITZFLASCHEN - DIE BASICS- Aus Polyethylen niedriger Dichte, enger Hals

Spritzflaschen mit Schnabel auf dem Nalgene™ -Verschluss



- Körper aus LDPE
- Schaft und Kappe aus Polypropylen
- Schaft und Kappe in einem Stück geformt
- Wasserdicht

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE

Art. Nr.	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
028891	125	6	AA -
028892	250	6	AA -
028105	500	6	AA -
028894	1000	4	AA -

Spritzflaschen für destilliertes Wasser



- Hergestellt aus Polyethylen
- Austritt der Flüssigkeit durch Druck auf den Flaschenkörper erreicht
- Röhrchen mit kleinem ausziehbarem Kegel

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø (mm)	Höhe (mm)	VE/ Box	CHF/ Box
391304	50	35	96	10	AA -
391305	100	43	115	10	AA -
391306	250	60	140	10	AA -
391307	500	75	180	10	AA -
391308	1000	95	220	10	AA -

Nalgene™ 500 ml-Spritzflaschen mit farbigem Verschluss



Thermo SCIENTIFIC | NALGENE

- Körper aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
- Schraubverschlüsse aus Polypropylen
- Kapazität 500 ml

Volumen (ml)	Rot	Grün	Blau	Gelb	CHF zu 6
500	028913	028912	028911	028910	AA -

Azlon® Enghals-Spritzflaschen mit weißem Verschluss



- Hergestellt aus Polyethylen
- Enger Hals
- Polypropylen-Stopfen mit drehbarem Ausguss

DWK LIFE SCIENCES

Farbe Kappe	250 ml	500 ml
Weiß	001457	001463
VE	5	5
CHF/VE	AA -	AA -

Spritzflaschen aus LDPE Enghals-Flaschenform Azlon®



- Feine, längliche Form ermöglicht eine einfache Handhabung
- Polypropylen Verschluss mit schwenkbarem Ausguss, rot oder weiß
- Auswahl zwischen 3 Größen
- Schnäbel mit einer feinen, präzisen Öffnung für eine perfekte Kontrolle des Strahls

DWK LIFE SCIENCES

Art. Nr.	Volumen (ml)	Farbe des Verschlusses	VE	CHF/ VE
761713	250	Weiß	1	AA -
090406	250	Rot	5	AA -
761716	500	Weiß	1	AA -
785620	500	Weiß	5	AA -
090408	1000	Weiß	5	AA -

Enghalsige farbige Spritzflaschen aus LDPE



Volumen (ml)	Rot	Grün	Blau	Gelb	CHF
500	068664	068665	068666	068667	AA -