SPRITZFLASCHEN - DIE BASICS- Aus Polyethylen niedriger Dichte, enger Hals

Enghalsflaschen LDPE

- Aus LDPE
- Enger Hals
- Schläuche
- Wasserdicht
- Fläschchen werden mit Verschluss geliefert
- Können mit einem Tropfverschluss oder Spritzstab ergänzt werden



Art. Nr.	Vol. (ml)	Ø Körper (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde	Höhe (mm)	CHF
063455	30	33,5	9,2	14	68,5	AA -
063456	50	37,5	12,9	18	86	AA -
063457	100	47	12,9	18	105	AA -
063460	500	75	19	25	177	AA -
063461	1000	97,5	21,5	28	223,5	AA -
063462	2000	120	21,5	28	264	AA -
063463	3000	138	23,8	32	300	AA -

Verschluss für Flasche mit engem Hals aus LDPE

		Tropfflasche, LDE, mit natürlicher Spitze	
Für Fläschchen mit Vol. (ml)	Gewinde	Art. Nr.	CHF
10/20/30	14	063282	AA -
50	18	063281	AA -
100	18	063281	AA -
200	18	063281	AA -
250	25	063280	AA -
500	25	063280	AA -

Kurzhalsflaschen LDPE

- Schlanke, hohe Form
- Wasserdicht
- Mit einem Saugverschluss oder einem Saugstängel zu ergänzen (separat bestellen)



Art. Nr.	Vol. (ml)	Ø Körper (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde	Höhe (mm)	CHF
063201	50	36,5	12,9	18	82	AA -
063202	100	44,5	12,9	18	98,5	AA -
063203	250	60	19	25	127,5	AA -

Stopfen für Kurzhalsflaschen aus LDPE - Kappe mit Saugstängel

Für Flaschen Volumen (ml)	Gewinde	Art. Nr.	CHF
100	18	063309	AA -
250	25	063238	AA -
1000	28	063239	AA -

SPRITZFLASCHEN - DIE BASICS - Aus Polypropylen, Weithals und Enghals

Azlon® autoklavierbare Weithals-Spritzflasche

- Hergestellt aus Polypropylen
- Volumen: 500 ml
- Mit breitem Hals
- Autoklavierbar bis +121 °C (nicht autoklavieren, wenn noch Lösungsmittel/Reagenzien oder andere Flüssigkeiten vorhanden sind)
- Weißer Verschluss ohne Anti-Tropf-System
- Autoklavieren Sie den Verschluss immer separat



DWK LIFE SCIENCES

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 5
233079	500-ml-Spritzflasche aus autoklavierbarem Polypropylen	AA -

Nalgene™ autoklavierbare 500 ml-Spritzflaschen

- Flasche aus Polypropylen-Copolymer
- Schraubverschlüsse aus Polypropylen
- Als "autoklavierbar" gekennzeichnet

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE



Art. Nr.	Kapazität (ml)	Verschluss-Ø (mm)	Verpackt zu	CHF/ VE
028904	500	28	6	AA -
028905	1000	38-430	4	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com