Spritzflaschen - DIE BASICS - Aus PTFE, enger Hals

Nalgene™ PTFE-Spritzflaschen



- Flasche aus PTFE
- Verschluss und Schaft aus Tefzel
- Wasserdicht
- Autoklavierbar

Art. Nr.	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
028900	125	4	AA -
028901	250	4	AA -
028902	500	4	AA -
028903	1000	2	AA -

Spritzflaschen - DIE BASICS - Aus FLPE, enger Hals

Fluorierte Spritzflaschen für Lösungsmittel Nalgene™



- Aus FLPE, geringe Durchlässigkeit
- Eine nichtmetallische Entlüftung hält das Lösungsmittel aus der Flasche fern
- Wasserdicht, Anti-Tropf-System
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit mit den meisten organischen Lösungsmitteln
- Temperaturbereich für den Gebrauch : 0 °C bis +90 °C

Art. Nr.	Volumen (ml)	Verschluss-Ø (mm)	Verpackt zu	CHF/ VE
028909	500	53	2	AA -

Spritzflaschen - DIE INTEGRALEN - Aus Polyethylen niedriger Dichte

Nalgene™ Weithals-Spritzflaschen mit Seitenauslauf



- Körper aus LDPE
- Verschluss aus Polypropylen
- Schaft und Körper in einem Stück geformt
- Wasserdicht

Art. Nr.	Vol. (ml)	VE	CHF/ VE
028895	125	6	AA -
028896	250	4	AA -
028897	500	4	AA -
028898	750	4	AA -
028899	1000	2	AA -

Rote Nalgene™ -Sicherheitsspritzflaschen



- Aus LDPE
- Rote Farbe

Art. Nr.	Volumen (ml)	Hals	Farben	Verpackt zu	CHF/ VE
029874	250	Breit	Rot	4	AA -
029875	500	Breit	Rot	4	AA -

500-ml-Spritzflasche mit angesetztem Mundstück und farbigem Verschluss Nalgene™



- Flasche aus LDPE
- Schraubverschlüsse aus Polypropylen
- Geliefert im 4er-Set: rot, blau, weiß, gelb
- Wasserdicht

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität (ml)	Verpackt zu	CHF/ VE
028914	Spritzflasche LDPE panaschierte Farben	500	4	AA -

Spritzflaschen Modell "Integral"



- Hergestellt aus Polyethylen
- Mit Röhrchen, das mit der Flasche eins ist
- Perfekte Abdichtung und Vermeidung von Verlusten
- Genormter Verschluss, austauschbar mit der Flaschenserie 391278-391289
- Ovale Form für einfaches Greifen und erhöhte Stabilität

Art. Nr.	DIN STD	Volumen (ml)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
391314	GL32	250	140	10	AA -
391315	GL32	500	178	10	AA -