SIEBGEDRUCKTE Spritzflaschen - BASICS - Aus Polyethylen niedriger Dichte, breiter Hals

Weithals-Spritzflaschen aus LDPE mit Siebdruck Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

Mehrsprachiger Siebdruck mit den Namen der häufig verwendeten Lösungsmittel.

- **Internationale Symbole zur Identifizierung von Produkten**
- **Verschluss und Schnabel aus einem Stück geformt: perfekte Abdichtung**
- **Recyclingcode und Volumen auf der Basis geformt**



Vol. (ml)	Rot	Orange	Blau	Grün	Weiß	Weiß	Weiß	Gelb*	CHF zu 5
Bezeichnung	Aceton	Ethanol	Isopropanol	Methanol	Wasser	Destilliertes Wasser	Deionisiertes Wasser	Natrium**	
250	001357	001360	001359	001358	001356	001366	001368	-	62,75 -
500	001362	001365	001364	001363	001361	001367	001369	785316*	77,55 -

*opak-weißer Körper ** Natriumhypochlorit

Bedruckte Weithals-Spritzflaschen

- **Naturfarben LDPE**
- **Rund**
- **Mit Gefahrensymbol**
- **Ausdrucke der enthaltenen Substanzen auf Deutsch, Englisch und Französisch**
- **Lassen sich dank des höhenverstellbaren Expansionsrohrs auch umgedreht vollständig entleeren**



		Aceton	Ethanol	Isopro-panol	Methanol	Destilliertes Wasser	
Vol. (ml)	Ø Hals (mm)	Kappe Rot	Grüne Kappe	Kappe gelb	Kappe orange	Blaue Kappe	CHF
250	40	063441	063437	063438	063439	063440	16,10 -
500	50	063446	063442	-	063444	063445B	20,65 -

Spritzflaschen VITsafe LDPE

- **Gedruckt nach EC 1272/2008**
- **Kennzeichnung von Piktogrammen zur Gefahrenkennzeichnung nach dem GHS-Standard (Globally Harmonized System)**
- **Neuer verbindlicher Standard ab 1. Dezember 2010 für Stoffe und ab 1. Juli 2015 für Gemische**
- **Ersetzen der Quadrate auf orangefarbenem Hintergrund durch rote Rauten auf weißem Hintergrund**
- **Weiter Hals: GL 45-Gewinde für (250 und 500 ml) und GL 63-Gewinde (1000 ml)**
- **Volumen 250 ml, 500 ml oder 1 l**



		250 ml		500 ml		1000 ml	
Druck	Material	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
Methanol	LDPE	069215	14,05 -	069216	16,80 -	069223	26,65 -
Ethylacetat	LDPE	069204	14,05 -	069205	20,90 -	069219	26,65 -
Acetonitril	LDPE	-	-	069206	16,80 -	-	-
Essigsäure	LDPE	-	-	069207	19,55 -	-	-
Destilliertes Wasser	LDPE	069209	17,60 -	069210	20,90 -	069220	26,65 -
Ethanol	LDPE	069211	14,05 -	069212	20,90 -	069221	26,65 -
Isopropanol	LDPE	069213	14,05 -	069214	20,90 -	069222	26,65 -
Dichlormethan	LDPE	-	-	068992	19,40 -	-	-
NN Dimethylformamid	LDPE	-	-	068994	15,60 -	-	-
Xylol	LDPE	-	-	068995	19,40 -	-	-
AN-Heptan	LDPE	-	-	069228	19,10 -	-	-
N-Hexan	LDPE	-	-	069229	23,60 -	-	-
Tetrahydrofuran	LDPE	-	-	069230	23,60 -	-	-
Toluol	LDPE	-	-	069231	23,60 -	-	-



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com