SIEBGEDRUCKTE Spritzflaschen - BASICS - Aus Polyethylen niedriger Dichte, breiter Hals

DWK LIFE SCIENCES

Azlon®-Sicherheitsspritzflaschen





- DripLok©-Ventil: verhindert das Nachtropfen der Spritzflasche
- Aus Polyethylen niedriger Dichte LDPE oder Polypropylen
- Farbiger Verschluss aus Polypropylen, der in einem Stück mit dem Schnabel geformt ist, mit einer inneren Lippe versehen, perfekte Abdichtung
- Erhältlich in einer Version mit Anti-Tropf-System

Siehe Fotos aller Modelle auf www.milian.com



WEB

Mehrsprachige Weithals-Spritzflaschen aus LDPE mit Tropfschutzsystem

Sprachen	Vol. (ml)	Roter Verschluss	Orangefarbener Verschluss	Blauer Verschluss	Grüner Verschluss	Gelber Verschluss	VE	CHF VE
	Bezeichnung	Aceton	Ethanol	Isopropanol	Methanol	IMS		
A	250	**090410**	**090411**	**090412**	**090413**	**232785**	5	**AA -**
A	500	**090415**	**090416**	**090417**	**090418**	**232787**	5	**AA -**
B	500	**233082**	**233085**	**233084**	**233083**	-	5	**AA -**
C	500	**233086**	**233089**	**233088**	**233087**	-	5	**AA -**

A: Deutsch, Französisch, Englisch / B: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch
C: Arabisch, Französisch, Englisch

Farbige Verschlüsse aus Polypropylen mit Schnabel für Weithals-Spritzflaschen, mit Tropf-Stopp-System

Weiß	Rot	Gelb	Grün	Blau	Orange	VE	CHF/ VE
233073	**233074**	**233075**	**233076**	**233077**	**233078**	5	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 2
233071	Schwarzer, permanenter Filzstift zur Markierung von Spritzflaschen	**AA -**

Personalisierbare Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE

- Geliefert mit 5 Tafeln mit den wichtigsten Sicherheitspiktogrammen

Hals	Vol. (ml)	Weißer Verschluss	VE	CHF VE	Verschluss sortiert	VE	CHF VE
Ohne Anti-Tropf-System	250	**090414**	5	**AA -**	-	-	-
	500	**090419**	5	**AA -**	**233072**	5	**AA -**
	1000	**090420**	5	**AA -**	-	-	-
Mit Anti-Tropf-System	250	**001681**	5	**AA -**	-	-	-
	500	**001683**	5	**AA -**	-	-	-
	1000	**001684**	5	**AA -**	-	-	-

SIEBGEDRUCKTE Spritzflaschen - BASICS - Aus Polyethylen niedriger Dichte, enger Hals

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Enghals-Spritzflaschen aus LDPE mit Siebdruck Nalgene™



- Siebgedruckt mit den Namen der häufig verwendeten Lösungsmittel
- Internationale Symbole zur Identifizierung von Produkten
- Belüftet

Art. Nr.	Farben	Kennzeichnung	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
922814	Weiß	Ethanol	500	6	**AA -**
922815	Grün	Methanol	500	6	**AA -**
922816	Gelb	Isopropanol	500	6	**AA -**
922817	Natur	Destilliertes Wasser	500	6	**AA -**
922818	Weiß	Natriumhypochlorit	500	6	**AA -**
922819	Natur	Deionisiertes Wasser	500	6	**AA -**

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Spritzflaschen mit Schnabelmarkierung auf dem Verschluss Nalgene™



Belüftet

- Flasche aus weißem LDPE oder PPCO, Verschluss aus PP oder HDPE
- Füllröhrchen aus PPCO
- Mit Farbcode auf der Flasche und dem Verschluss
- Spritzflaschen 1000 ml

Farben	Kennzeichnung	Art. Nr.	Verpackt zu	CHF/ VE
Grün	Methanol	**028983**	4	**AA -**
Natur	Destilliertes Wasser	**028985**	4	**AA -**