SIEBGEDRUCKTE Spritzflaschen - BASICS - Aus Polyethylen niedriger Dichte, enger Hals

Spritzflaschen VITsafe LDPE

- Gedruckt nach EC 1272/2008
- Kennzeichnung von Piktogrammen zur Gefahrenkennzeichnung nach dem GHS-Standard (Globally Harmonized System)
- Neuer verbindlicher Standard ab 1. Dezember 2010 für Stoffe und ab 1. Juli 2015 für Gemische
- Ersetzen der Quadrate auf orangefarbenem Hintergrund durch rote Rauten auf weißem Hintergrund
- Enger Hals: GL 25-Gewinde für (250 und 500 ml) und GL 32-Gewinde (1000 ml)
- Volumen 250 ml, 500 ml oder 1 l



		250 ml		500 ml		1000 ml	
Druck	Material	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
Methanol	LDPE	068993	AA -	068981	AA -	069203	AA -
Ethylacetat	LDPE	068982	AA -	068983	AA -	068996	AA -
Acetonitril	LDPE	-	-	068984	AA -	-	-
Essigsäure	LDPE	-	-	068985	AA -	-	-
Destilliertes Wasser	LDPE	068986	AA -	068987	AA -	068997	AA -
Ethanol	LDPE	068988	AA -	068989	AA -	068998	AA -
Isopropanol	LDPE	068990	AA -	068991	AA -	068999	AA -
Dichlormethan	LDPE	-	-	068992	AA -	-	-
NN Dimethylformamid	LDPE	-	-	068994	AA -	-	-
Xylol	LDPE	-	-	068995	AA -	-	-
AN-Heptan	LDPE	-	-	069228	AA -	-	-
N-Hexan	LDPE	-	-	069229	AA -	-	-
Tetrahydrofuran	LDPE	-	-	069230	AA -	-	-
Toluol	LDPE	-	-	069231	AA -	-	-



Azlon®-Spritzflaschen

Schmaler, daher besser greifbar.

- 2 Versionen: mit oder ohne Markierung
- Unauslöschliche Markierung mit der CAS-Nummer
- Farbiger Hals
- Aus LDPE mit Polypropylenkappe



	Aceton	Ethanol	Isopropanol	Methanol	IMS	Destilliertes Wasser	Wasser		
Vol. (ml)	Kappe Rot	Kappe orange	Blaue Kappe	Grüne Kappe	Gelbe Kappe	Weiße Kappe	Weiße Kappe	VE/ Box	CHF Box
250	761701	761704	761703	761702	-	761710	761700	1	AA -
250	-	-	-	-	785621	-	-	5	AA -
500	761706	761709	761708	761707	-	761711	761705	1	AA -
500	761676	090914	-	761677	785622	-	-	5	AA -

Bedruckte Spritzflaschen aus LDPE in Flaschenform Azlon®

- Beschriftete Spritzflaschen für eine einfache Identifizierung des Inhalts
- Unlöschbarer Aufdruck mit einer Auswahl von sieben häufig verwendeten Labor-Lösungsmitteln, entsprechenden Gefahren und CAS-Nummern
- Feine, längliche Form ermöglicht eine einfache Handhabung
- Farbkodierte Verschlüsse und Ausgießer aus Polypropylen
- Schnäbel mit einer feinen, präzisen Öffnung für eine perfekte Kontrolle des Strahls



Art. Nr.	Volumen (ml)	Bezeichnung	Kappen Farbe	CHF
761710	250	Destilliertes Wasser	Weiß	AA -
761711	500	Destilliertes Wasser	Weiß	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com