SIEBGEDRUCKTE Spritzflaschen - BASICS - Aus Polyethylen, Weithals und Enghals

Azlon®-Sicherheitsspritzflaschen



Mehrsprachige Weithals-Sicherheitsspritzflaschen aus Polypropylen ohne Tropf-Stopp-System

- **Sicherheitsmarkierungen in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch**
- **Nicht autoklavierbar**

Volumen (ml)	Weißer Verschluss	Grüner Verschluss	VE	CHF/VE
	Dichlormethan	Methylethylketon		
500	**233080**	**233081**	5	**AA -**

Farbige Verschlüsse aus Polypropylen mit Schnabel für Weithals-Spritzflaschen, mit Tropf-Stopp-System

Weiß	Rot	Gelb	Grün	Blau	Orange	VE	CHF/VE
233073	**233074**	**233075**	**233076**	**233077**	**233078**	5	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 2
233071	Schwarzer, permanenter Filzstift zur Markierung von Spritzflaschen	**AA -**

VITsafe-Spritzflaschen aus Polypropylen



- **Gedruckt nach EC 1272/2008**
- **Kennzeichnung von Piktogrammen zur Gefahrenkennzeichnung nach dem GHS-Standard (Globally Harmonized System)**
- **Neuer verbindlicher Standard ab 1. Dezember 2010 für Stoffe und ab 1. Juli 2015 für Gemische**
- **Ersetzen der Quadrate auf orangefarbenem Hintergrund durch rote Rauten auf weißem Hintergrund**
- **Enger Hals: GL 25-Gewinde für (250 und 500 ml) und GL 32-Gewinde (1000 ml)**
- **Weiter Hals: GL 45-Gewinde für (250 und 500 ml) und GL 63-Gewinde (1000 ml)**
- **Volumen 250 ml, 500 ml oder 1 l**



		Enger Hals		Weiter Hals		Enger Hals		Weiter Hals		Enger Hals		Weiter Hals	
		250 ml				500 ml				1000 ml			
Druck	**Material**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
Aceton	PP	**069224**	**AA -**	**069233**	**AA -**	**069225**	**AA -**	-	-	-	-	**069241**	**AA -**
Methylethylketon	PP	-	-	-	-	**069227**	**AA -**	**069236**	**AA -**	-	-	-	-

SIEBGEDRUCKTE Spritzflaschen - BASICS - Aus FEP, weiter Hals

Nalgene™ FEP-Sicherheitsspritzflaschen



- **Spritzflaschen aus transparentem FEP, Verschlüsse aus ETFE**
- **Permanente Markierung mit Sicherheitsinformationen GHS (Globally Harmonized System)**
- **Kapazität: 500 ml**
- **Nicht belüftet**
- **Autoklavierbar**

Art. Nr.	Druck	CHF
128348	Aceton	**AA -**
128349	Toluol (Methylbenzol)	**AA -**
128350	N-Hexan	**AA -**
128351	Methylen Chlorid (Dichlormethan)	**AA -**
128352	Xylol	**AA -**
128353	Methylethylketon (2-Butanon)	**AA -**