Tropfflaschen, Polypropylen

Nalgene™ Tropfflaschen

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Aus autoklavierbarem Polypropylen mit blauer Kappe aus autoklavierbarem Polypropylen

Art. Nr.	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
029482	125	6	AA -
029483	250	6	AA -



Tropfflaschen, aus Polyethylen hoher Dichte

Tropfflaschen aus HDPE

- Wiederverschließbar, wenn die Spitze des Tropfens abgeschnitten wird
- Stabile und handliche Form
- Flasche wird ohne Verschluss geliefert

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø Körper (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde Außen-Ø (mm)	H. ohne Stopfen (mm)	CHF
063436	10	24	12,7	18	50	AA -
063419	25	31,3	12,7	18	64,5	AA -
063328	50	40	12,7	18	77	AA -



HDPE-Kombistopfen

Art. Nr.	Für Flaschen Volumen (ml)	Innengewinde (mm)	CHF
063332	10/25/50	18	AA -

Zylinderflaschen aus HDPE

- Natürlicher Farbton
- Lieferung ohne Verschluss (muss separat bestellt werden)

Art. Nr.	Volumen (ml)	Körpergröße (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde Außen-Ø (mm)	H. ohne Stopfen (mm)	CHF
063317	50	32	17	22	86	AA -
063284	100	41	17	22	108,5	AA -
063285	250	56	17	22	135,5	AA -
063286	500	70	19,4	25	173	AA -



Schraubverschlüsse mit Scharnierkappe

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
063295	Für Flaschen mit einem Volumen von 50/100/250 ml, Gewinde 22	AA -
063288	Für Flasche mit Volumen 500/1000 ml, Gewinde 25	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com