Tropfflaschen, aus Polyethylen niedriger Dichte

Tropfflaschen 4 bis 15 ml Nalgene™






- Aus natürlichem oder weißem Polyethylen
- Mit weißem Verschluss oder in 5 sortierten Farben: weiß, grün, rot, gelb, blau
- Weiße Polyethylenflaschen sind für lichtempfindliche Proben gedacht

	LDPE-Flasche Weißer LDPE-Verschluss LDPE-Spitze		Weiße Flasche LDPE Weißer LDPE-Verschluss LDPE-Spitze		LDPE-Flasche Passende Verschlüsse PP Spitze LDPE		Weiße Flasche LDPE Sortierte Verschlüsse PP LDPE-Spitze	
Volumen (ml)	Art. Nr.	CHF zu 25	Art. Nr.	CHF zu 25	Art. Nr.	CHF zu 25	Art. Nr.	CHF zu 25
4	029470	AA -	029286	AA -	029474	AA -	-	-
8	029469	AA -	029471	AA -	029472	AA -	-	-
15	029372	AA -	029287	AA -	029473	AA -	029476	AA -

Wheaton® Tropfflaschen







- Aus LDPE
- Tropfenzähler-Spitze und Polypropylenkappe
- Liefert einen Tropfen nach dem anderen
- Tropfenvolumen : 41 µl +/- 5 µl
- Flaschen in natürlicher oder weißer Farbe
- Weiße Farbe schützt UV-empfindliche Proben

Verschlüsse, Tropfenzähler-Spitzen und Zubehör finden Sie auf www.milian.com

Komplett mit Tropfenzähler und Kappen

					Komplette Flaschen Naturfarbe		Komplette Flaschen Weiße Farbe	
Verpackt zu	VE	Vol. (ml)	Ø x H (mm)	Verschluss	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
12	144	3	14 x 49	8-425	048109	AA -	048101	AA -
12	144	6	17 x 58	13-425	048110	AA -	048102	AA -
12	144	7	19 x 63	15-415	048111	AA -	048103	AA -
12	144	15	25 x 78	15-415	048112	AA -	048104	AA -
12	144	30	32 x 85	20-410	048113	AA -	048105	AA -
12	144	60	39 x 101	20-410	048114	AA -	048106	AA -

Einzelne Fläschchen

		Einzelne Fläschchen Weiße Farbe			Einzelne Fläschchen Naturfarbe			Einzelne Fläschchen Naturfarbe		
Vol. (ml)	Verschluss	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
3	8-425	048117	100	AA -	048126	100	AA -	048135	1000	AA -
6	13-425	048118	100	AA -	048127	100	AA -	048136	1000	AA -
7	15-415	048119	100	AA -	048128	100	AA -	048137	1000	AA -
10	15-415	048120	100	AA -	048129	100	AA -	048138	1000	AA -
15	15-415	048121	100	AA -	048130	100	AA -	048139	1000	AA -
30	20-410	048122	100	AA -	048131	100	AA -	048140	1000	AA -
60	20-410	048123	100	AA -	048132	100	AA -	-	-	-

Nalgene™ Tropfflaschen



- Aus natürlichem Polyethylen mit Stopfen und Kappe aus Polypropylen

Art. Nr.	Volumen (ml)	Verschluss	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
029477	15	20	12	72	AA -
029478	30	20	12	72	AA -
029479	60	20	12	48	AA -
029480	125	24	12	48	AA -
029481	250	24	6	36	AA -