Enghalsflaschen LDPE

- Aus LDPE
- Enger Hals
- Schläuche
- Wasserdicht
- Fläschchen werden mit Verschluss geliefert
- Können mit einem Tropfverschluss oder Spritzstab ergänzt werden



Art. Nr.	Vol. (ml)	Ø Körper (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde	Höhe (mm)	CHF
063453	10	26	9,2	14	46,5	AA -
063455	30	33,5	9,2	14	68,5	AA -
063456	50	37,5	12,9	18	86	AA -
063457	100	47	12,9	18	105	AA -
063460	500	75	19	25	177	AA -
063461	1000	97,5	21,5	28	223,5	AA -
063462	2000	120	21,5	28	264	AA -
063463	3000	138	23,8	32	300	AA -

Verschluss für Flasche mit engem Hals aus LDPE

		Tropfenzähler, LDE, mit natürlicher Spitze		Sicherheitskappe, PVC, rot	
Für Fläschchen mit Vol. (ml)	Gewinde	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
10/20/30	14	063282	AA -	063297	AA -
50	18	063281	AA -	063297	AA -
100	18	063281	AA -	063297	AA -
200	18	063281	AA -	063297	AA -
250	25	063280	AA -	063297	AA -
500	25	063280	AA -	063297	AA -
1000	28	-	-	063297	AA -
2000	28	-	-	063297	AA -
3000	32	-	-	063297	AA -

Kurzhalsflaschen LDPE

- Schlanke, hohe Form
- Wasserdicht
- Mit einem Saugverschluss oder einem Saugstängel zu ergänzen (separat bestellen)



Art. Nr.	Vol. (ml)	Ø Körper (mm)	Hals Innen-Ø (mm)	Gewinde	Höhe (mm)	CHF
063201	50	36,5	12,9	18	82	AA -
063202	100	44,5	12,9	18	98,5	AA -
063203	250	60	19	25	127,5	AA -

Verschluss für Flasche mit engem Hals aus LDPE

		Tropfenzähler, LDE, mit natürlicher Spitze		Sicherheitskappe, PVC, rot	
Für Fläschchen mit Vol. (ml)	Gewinde	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
50	18	063281	AA -	063297	AA -
100	18	063281	AA -	063297	AA -
250	25	063280	AA -	063297	AA -
500	25	063280	AA -	063297	AA -
1000	28	-	-	063297	AA -

Azlon® LDPE Tropfflaschen mit schwenkbarem Auslauf

DWK LIFE SCIENCES

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Höhe (mm)	Außen-Ø (mm)	VE	CHF/ VE
232530	30	66	32	10	AA -
232531	60	79	40	10	AA -
232532	150	120	59	10	AA -
232533	250	145	59	10	AA -
232534	500	174	74	10	AA -

- Runde Tropfflaschen
- Aus LDPE
- Verschluss mit drehbarem Ausguss (ermöglicht oder verhindert das Verstopfen der Flasche)
- Als Tropfer oder Spritzflasche verwendbar
- Parfaits Gel-Spender
- Gute chemische Beständigkeit





Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com