Szintillationsflasche 6 ml aus HDPE Wheaton®



- Flasche 6 ml
- Vierteldrehverschluss
- Polyethylen hohe Dichte

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
048456	6	15 x 57	Normal	1000	AA -

20 ml Szintillationsflaschen aus PE



Zählflaschen aus Polyethylen hoher Dichte. Verpackt in Tabletts zu 100 Fläschchen, mit alphanumerischem Index.

- Keine Hintergrundgeräusche
- Wenig durchlässig für organische Lösungsmittel

Auswahl der Dichtungs-Kappen :

- Kork: Nicht empfohlen bei starken Säuren und Basen.
- Expandiertes PEL: Empfohlen bei starken Säuren und Basen.
- Polyseal-Kegel: hervorragende Abdichtung für alle Arten von Proben.

Art. Nr.	Dichtung	Verschluss	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
045299	Kork - Aluminium	Urea - Montiert	100	500	AA -
065300	Kork - Aluminium	Urea - Nicht montiert	100	500	AA -
045301	Expandiertes Polyethylen	PP - Nicht montiert	100	500	AA -
065302	Kegel Polyseal	Urea - Nicht montiert	100	500	AA -

7 ml Szintillationsflaschen aus PE



- Zählflasche aus Polyethylen
- Einzeln oder in der Glasträgerflasche verwenden
- Schraubkappe aus Polyethylen
- Ø x H: 17 x 57 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
065303	Szintillationsflasche 7 ml	1000	1000	AA -
045304	Szintillationsflasche 7 ml	Tablett mit 250	1000	AA -

Szintillationsflaschen und -röhrchen 7 ml und 20 ml



Zählflaschen aus linearem, starrem Polyethylen.

- Sehr geringes Hintergrundrauschen
- Geringe Durchlässigkeit für Lösungsmittel
- Unverformbar

Art. Nr.	Vol. (ml)	Maße (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
031000	20	27 x 60	Außengewinde	1000	AA -
031001	7	15 x 57	Innen Kappe	1000	AA -

Snap Twist 6,5 ml und 20 ml Simport® Szintillationsflaschen





Zählflaschen aus Polypropylen für Volumina von 6,5 ml und 20 ml Szintillationsflüssigkeit. Das Snap Twist-Verschlusssystem verschließt das Röhrchen durch einfaches Drücken und ermöglicht das Öffnen des Röhrchens durch Abschrauben einer Vierteldrehung. Wasserdichter Verschluss

Art. Nr.	Röhrchen	Verschluss	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Ø Hals (mm)	Darstellung	VE	CHF/ VE
039231	Polyethylen	Polypropylen	6,5	16 x 57	12,5	Lose	1000	AA -
039232	Polypropylen	Polyethylen	6,5	16 x 57	12,5	Lose	1000	AA -
039233	Polypropylen	Polyethylen	20	26 x 61	23	Lose	500	AA -
039234	Polypropylen	Polyethylen	20	26 x 61	23	Tablett mit 100	500	AA -