Szintillationsflaschen 20 ml PET

- Fläschchen zu 20 ml
- Widerstandsfähig
- Leicht
- Transparent
- Schraubkappen befestigt
- Maße montierte Kappe : 27 x 61 mm

Art. Nr.	Zusammensetzung des Verschlusses	Dichtung Verschluss	Verschluss	VE	CHF/ VE
048451	Polypropylen	Metall	22-400	500	AA -
048452	Polyethylen	Ohne Dichtung	22-400	500	AA -
048453	Urea	Kegel poly-seal	22-400	500	AA -



Racks für 50 Szintillationsflaschen

Rack mit 50 Plätzen.

- Für 20-ml-Röhrchen mit einem Durchmesser von max. 28 mm
- Hergestellt aus Polypropylen
- Mit Drainageloch unter jedem Stellplatz
- Maße: 33 x 17 x 3 cm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
048457	Rack für 5 x 10 Szintillationsflaschen 20 ml	AA -



(Wird ohne Flasche geliefert)

Racks für 48 Szintillationsflaschen

Rack mit 48 Plätzen.

- Durchmesser max. 15 mm
- Hergestellt aus Polypropylen
- Maße: 26,6 x 9,4 x 2,8 cm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
048458	Rack für 4 X 12 Fläschchen	AA -



(Wird ohne Flasche geliefert)

Rack für Szintillationsflaschen von ø 13 bis 17 mm

- Für 90 Proben
- Maße: 32 x 17 x 3 cm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
048459	Rack für 6 X 15 Fläschchen	AA -



(Wird ohne Flasche geliefert)

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com