Probengefäße mit Schraubverschluss, ohne Etikett, aus Polystyrol

ClearLine® Schraubgläser

ClearLine

- Töpfe aus kristallklarem Polystyrol oder natürlichem Polypropylen, einmaliger Gebrauch
- Schraubkappen aus HDPE, weiß oder rot
- Erhältlich aseptisch (weiße Kappe) oder steril mit E-Beam mit 10 kGy bestrahlt (rote Kappe)
- Rückverfolgbarkeit: Etiketten mit Referenz, Strichcode und Lot-Nr
- Einsatztemperatur : PS : -40 °C bis +65 °C/ PP: -40 °C bis +85 °C
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (EG Nr. 1935/2004)



Nennvolumen (ml)	Nutzbares Volumen max. (ml)	Ø x H (mm)	Material	Gewicht (g) mit/ ohne Kappe	VE		Weißer aseptischer Verschluss	Roter Verschluss, steril bestrahlt
160	155	58 x 69	PS	31,7 / 19	360	Art. Nr.	076050	076051
						CHF/VE	AA -	AA -
220	205	58 x 95	PS	37,2 / 24,5	300	Art. Nr.	076054	076055
						CHF/VE	AA -	AA -

Probengefäße mit Schraubverschluss

Styroporbecher, aseptisch

Farben Verschluss		Rot	Weiß	Blau			
Vol. (ml)	H x ø (mm)	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
140	70 x 55	080812	-	-	270	270	AA -
150	60 x 70	030305	030304*	-	200	200	AA -
200	85 x 66	-	-	391421	500	500	AA -

* Flasche Polystyrol/Polypropylen-Mischung

Styroporbecher, steril

		Roter Verschluss			
Vol. (ml)	H x ø (mm)	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
200	85 x 66	391422	1	200	AA -
200	100 x 55	076024	162	162	AA -

- Aufrechte Töpfe aus Polystyrol
- Mit wasserdichten Schraubkappen
- Ionisationssteril oder aseptisch



Probenflaschen mit Schraubverschluss

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Ø Hals (mm)	VE/ Box	CHF Box
798574	30	29,3 x 46,1	35	200	AA -
798582	120	38,9 x 69,2	45	100	AA -
798586	230	56,5 x 78,8	62	100	AA -
798590	350	66,2 x 86,2	73	100	AA -

- Kristalline Polystyrolflaschen mit dichtem Schraubverschluss
- Nicht steril
- Universelle Verwendung
- Lose Verpackung





Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com