Probengefäße mit Schraubverschluss, ohne Etikett, aus Polypropylen

Probengefäße mit Schraubverschluss Corning® Gosselin™



- Aufrechte Töpfe aus Polystyrol oder Polypropylen
- Mit wasserdichten Schraubkappen
- Ionisationssteril oder aseptisch

CORNING

Polypropylen-Behälter, aseptisch

Farben Verschluss		Rot	Weiß	Blau	Grün			
Vol. (ml)	H x ø (mm)	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
30	38 x 35	-	-	391410	-	600	600	AA -
40	70 x 30	688252	030400B	688251	688253	100	1000	AA -
60	65 x 38	-	-	391414B	-	500	500	AA -
60	70 x 33	688261	688262	688260	-	70	700	AA -
100	70 x 56	-	724202	-	-	300	300	AA -
125	74 x 52	688274	688275	688273	688289	380	380	AA -
180	102 x 52	688282	030406B	688281	688283	264	264	AA -
200	100 x 55	080833	-	-	-	162	162	AA -

Töpfe aus Polypropylen, steril

Farben Verschluss		Rot	Weiß	Blau	Grün			
Vol. (ml)	H x ø (mm)	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
40	70 x 30	688245	-	-	-	1	100	AA -
40	70 x 30	688249	688250	-	-	100	1000	AA -
60	70 x 33	688246	-	-	-	1	100	AA -
60	70 x 33	688267	-	-	-	1	500	AA -
60	70 x 33	688258	-	688257	688259	70	700	AA -
60	70 x 33	688268	-	-	-	30**	600	AA -
100	67 x 52	688247	-	-	-	1	50	AA -
125	74 x 52	688270	688271	688269	688272	380	380	AA -
180	102 x 52	688248*	-	-	-	1	50	AA -
180	102 x 52	688287	-	-	-	1	200	AA -
180	102 x 52	688278	688279	688277	688280	264	264	AA -

* In abziehbaren Doppelbeuteln
** Als gefilmtes Tablett.

FLASCHEN KUNSTSTOFF

Probengläser mit Metalldeckel



- Metallstopfen und Dichtung hohe Sterilität
- CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der Richtlinie über Medizinprodukte für die In-vitro-Diagnostik (98/79/EC)
- Aseptisch
- 60 ml Gläser garantiert 95 kPa

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
761615*	250	63 x 119	50	AA -

Universalcontainer mit Rand 30 ml Sterilin



- Mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen und hochsteriler Dichtung
- Konischer Boden mit Rand
- Zentrifugierbar bis 3889 g
- 30-ml-Röhrchen garantiert 95 kPa
- Ø x H: 24,5 x 89 mm
- CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der Richtlinie über Medizinprodukte für die In-Vitro-Diagnostik (98/79/EC)

CE

Art. Nr.	Steril	VE	CHF/ VE
761694	Nein	400	AA -

Flasche 30 ml RNase und DNase free



- Polypropylenflaschen mit konischem Boden, mit Rand
- In Reinraum hergestelllt
- Arbeitsvolumen : 25 ml
- Wasserdichter Schraubverschluss
- Getestet bei 95 kPa bei Raumtemperatur
- Zentrifugation bis zu 9500 g
- Lot-Nr. auf jeder Flasche

DNase RNase | Pyrogen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
999158	Flasche ohne Graduierung	50	400	357,70 -

Wheaton® Universalflasche aus Polypropylen 30 ml



- Wasserdichter Verschluss
- Qualität Medical Grad
- Für die Lagerung von Proben und in vitro Verwendung
- CE-Kennzeichnung (Europäische Richtlinie 98/79/EC)
- Steril

DWK LIFE SCIENCES

CE

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
440269	Universalflasche aus Polypropylen 30 ml	50	400	AA -