Probengefäße mit Schraubverschluss, ohne Etikett, aus Polypropylen

ClearLine® Schraubgläser

ClearLine

- Töpfe aus kristallklarem Polystyrol oder natürlichem Polypropylen, einmaliger Gebrauch
- Schraubkappen aus HDPE, weiß oder rot
- Erhältlich aseptisch (weiße Kappe) oder steril mit E-Beam mit 10 kGy bestrahlt (rote Kappe)
- Rückverfolgbarkeit: Etiketten mit Referenz, Strichcode und Lot-Nr
- Einsatztemperatur : PS : -40 °C bis +65 °C/ PP: -40 °C bis +85 °C
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (EG Nr. 1935/2004)



Nennvolumen (ml)	Nutzvolumen max. (ml)	Ø x H (mm)	Material	Gewicht (g) mit/ohne Kappe	VE		Weißer aseptischer Verschluss	Roter Verschluss, steril bestrahlt
160	150	57 x 68	PP	25 / 16	360	Art. Nr.	076052	076053
						CHF/VE	AA -	AA -
220	205	57 x 94	PP	30 / 21	300	Art. Nr.	030306B	030307B
						CHF/VE	AA -	AA -

Sterile Fläschchen mit Einzelverpackung

Probenflaschen.

- Roter Verschluss
- Hergestellt aus Polypropylen
- Steril
- Einzeln verpackt



Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
391411	30	35 x 38	1	400	AA -
391413	60	35 x 70	1	400	AA -
391415	60	35 x 65	1	400	AA -
391418	150	62 x 73	1	250	AA -

Polypropylen-Schraubflaschen 150 ml



- Aus Polypropylen, hochtransparent
- Perfekt versiegelt
- Volumen: 150 ml, ø x H : 57 x 73 mm
- Graduiert in Schritten von 20 ml bis 100 ml

Art. Nr.	Verschluss	Steril	VE	CHF/ VE
349017B	Aufgeschraubter Verschluss	Nein	450	AA -
349018	Separater Verschluss	Nein	620	AA -
349019B	Aufgeschraubter Verschluss	Ja (Einzeln verpackt)	350	AA -

Gläser für die Urinprobe

Biosigma

- Aus transparentem Polypropylen
- Erhältlich als nicht sterile oder sterile Version in Einzelverpackung
- Schraubverschluss
- Volumen: 30, 60 ml und 120 ml
- Mattierter Bereich für Markierungen



Art. Nr.	Volumen (ml)	Farbe Kappe	Steril	VE	CHF/ VE
390977*	30	Rot	Nein	700	AA -
390976*	30	Rot	Ja, einzeln verpackt	500	AA -
861083	60	Weiß	Nein	600	AA -
861084	60	Rot	Ja, einzeln verpackt	500	AA -
861085	120	Weiß	Nein	300	AA -
861086	120	Rot	Ja, einzeln verpackt	250	AA -

* Konischer Boden

Probengläser 125 ml

NEU



Volumen (ml)	125	
Material	Polypropylen	
Boden	Flach	
Verschluss	Ja, montiert (außer Art. Nr. 483051 nicht montiert)	
Steril	Nein	Ja
Markierungsfläche	Ja	
Art. Nr.	**483051**	**483053**
Packungseinheit	500	200
VE	500	200
CHF/VE	**AA -**	**AA -**
Art. Nr.	**483052**	**483054**
Packungseinheit	200	1
VE	200	200
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com