
Probengefäße mit Schraubverschluss, ohne Etikett, aus Polypropylen

Probengläser

- Hohe Transparenz
- Wasserdichter Verschluss
- Präzise Graduierungen
- Unzerbrechlich

NEU



Art. Nr.	390141	390142	390143	390144	390145	390146	390147
Volumen (ml)			30			30	
Material	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Boden	Konisch	Konisch	Konisch	Konisch	Konisch	Konisch	Konisch
Verschluss	Ja, getrennt	Ja, getrennt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Steril	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Markierungsfläche	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Packungseinheit	700	700	700	700	700	1	1
VE	700	700	700	700	700	500	500
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Art. Nr.	390130	390131	390132	390133	390134	390135	390136
Volumen (ml)			60			60	
Material	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Boden	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach
Verschluss	Ja, getrennt	Ja, getrennt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Steril	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Markierungsfläche	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Packungseinheit	500	500	600	600	600	1	1
VE	500	500	600	600	600	500	500
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Art. Nr.	390115	390116	390117	390118	390119	390120	390121
Volumen (ml)			120			120	
Material	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Boden	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach	Flach
Verschluss	Ja, getrennt	Ja, getrennt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Steril	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Markierungsfläche	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Packungseinheit	500	500	300	300	300	1	1
VE	500	500	300	300	300	250	250
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**