Probengefäße mit Schraubverschluss, ohne Etikett, aus TPX

Nalgene™ -Gefäße mit großer Öffnung

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Zylindrische, krugförmige Fläschchen mit äußerem Schraubverschluss.

- **Ideal für die Langzeitlagerung von Proben, Flüssigkeiten oder Feststoffen**
- **Autoklavierbar**
- **Weißer Polypropylen-Verschluss**

Volumen (ml)	60	125	250	500	1000
Verschluss-Ø (mm)	53	70	70	120	120
Außen-ø (mm)	48	64	75	112	107
Gesamthöhe (mm)	45	74	119	88	135
Art. Nr.	**028074A**	**028075A**	**028076A**	**028077A**	**028078A**
VE	4	4	4	4	4
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**





Geben Sie die Referenz auf milian.com ein, um unser Autoklavierverfahren zu finden

Probengefäße mit Schraubverschluss, ohne Etikett, aus Polystyrol

Probengläser mit Metalldeckel

- **Aus Polystyrol, mit Metallkappe und hochsteriler Dichtung**
- **CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der Richtlinie über Medizinprodukte für die In-vitro-Diagnostik (98/79/EC)**
- **Aseptisch**
- **60 ml Gläser garantiert 95 kPa**



		Mit bedruckter Beschriftungsfläche			Oberfläche leere Beschriftungsfläche		
Volumen (ml)	**Ø x H (mm)**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
60	44 x 61	**761606**	300	**AA -**	**761607**	300	**AA -**
100	50 x 76	**761609**	200	**AA -**	**761610**	200	**AA -**
150	55 x 107,5	**761611**	120	**AA -**	**761612**	120	**AA -**
250	65 x 121	**761613**	50	**AA -**	**761614**	50	**AA -**
250	65 x 121	**761617***	50	**AA -**	-	-	-

***** Sur plateau

Aseptische Bijou-Flasche 7 ml mit Schraubverschluss

Polystyrol-Röhrchen mit flachem Boden und Schraubkappe.

- **Volumen: 7 ml**
- **Aseptisch**
- **Ø x H: 17 x 50 mm**
- **Weiße Schraubkappe**



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
080171	Röhrchen mit Etikett	700	**AA -**

Wheaton® Universalflaschen

- **Wasserdichter Verschluss**
- **Maße (Ø x H): 30,5 x 93,5 mm**
- **Volumen: 30 ml**
- **Steril**

NEU

DWK LIFE SCIENCES



Art. Nr.	Material	Etikett	Borsäure	Verpackung	CHF
055730	Polystyrol	Rein	Nein	8 Beutel zu 50	**AA -**
055732	Polystyrol	Gedruckt	Nein	8 Beutel zu 50	**AA -**

Universalbehälter mit Rand 30 ml Sterilin

Etikett	Markierung Etikett	Steril	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
Mit	Ja	Nein	400	**761618**	**AA -**
Mit	Nein	Nein	400	**761619**	**AA -**
Mit	Ja	Ja	400	**080005E**	**AA -**

* Art. Nr. wird mit einem blauen Plastiklöffel verkauft

- **Mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen und hochsteriler Dichtung**
- **Konischer Boden mit Rand**
- **Zentrifugierbar bis 3889 g**
- **30-ml-Röhrchen garantiert 95 kPa**
- **Ø x H: 24,5 x 89 mm**
- **CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der Richtlinie über Medizinprodukte für die In-Vitro-Diagnostik (98/79/EC)**

CE



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com