Probengefäße mit Schraubverschluss, ohne Etikett, aus Polypropylen

Universalbehälter mit Rand 30 ml Sterilin

- Mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen und hochsteriler Dichtung
- Konischer Boden mit Rand
- Zentrifugierbar bis 3889 g
- 30-ml-Röhrchen garantiert 95 kPa
- Ø x H: 24,5 x 89 mm
- CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der Richtlinie über Medizinprodukte für die In-Vitro-Diagnostik (98/79/EC)



Art. Nr.	Etikett	Markierung Etikett	Steril	VE	CHF/ VE
761695	Mit	Ja	Nein	400	AA -
761696	Mit	Nein	Nein	400	AA -

30 ml Fläschchen RNase und DNase free

- Polypropylenflaschen mit konischem Boden, mit Rand
- In Reinraum hergestelllt
- Arbeitsvolumen : 25 ml
- Wasserdichter Schraubverschluss
- Getestet bei 95 kPa bei Raumtemperatur
- Zentrifugation bis zu 9500 g
- Lot-Nr. auf jeder Flasche

DNase RNase | Pyrogen



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
999159	Graduierte Flasche /5 ml	50	400	AA -

FLASCHEN KUNSTSTOFF

Probengefäße mit Etikett Corning® Gosselin™

CORNING

- Aufrechte Töpfe
- Mit wasserdichten Schraubkappen
- Ionisationssteril oder aseptisch





Farbe Topf			Transparent	Blau			
Kappen Farbe			Rot	Blau			
Vol. (ml)	H x ø (mm)	Steril	Art. Nr.	Art. Nr.	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
40	70 x 30	Ja	688256	-	100	1000	AA -
60	70 x 33	Ja	688266	688263	70	700	AA -
125	74 x 52	Ja	-	080825B	380	380	AA -
180	102 x 52	Ja	-	688284	264	264	AA -

Simport® Polypropylen-Container

Simport

- Behälter aus Polypropylen, Verschlüsse aus Polyethylen
- Ökologische Version (Abbau in 7 Jahren, wenn ständiger Kontakt mit abbauendem Material) oder Standardversion
- Graduiert (außer bei der 60-ml-Version)
- Bei sterilen Modellen zeigt das nicht zerbrochene Etikett an, dass der Behälter noch steril ist
- Beständig gegen den 95 kPA-Differenzdrucktest
- Temperaturbeständig von -90 °C bis +100 °C
- 2 Arten von Kappen:
  - mit Sicherheitsverschluss: Der Verschluss wird aufgeschraubt, bis ein "Klick" zu hören ist, der die richtige Position des Ringes und seine Verriegelung auf dem Gewinde des Containers sicherstellt; beim Öffnen wird der Ring zurückgehalten, so dass man leicht erkennen kann, dass der Container geöffnet wurde - mit Standard-Schraubverschluss



Standardversion

			Nicht steril				Steril			
Volumen (ml)	Ø x H (mm)	VE	Sicherheits-verschluss	CHF/ VE	Standard Verschluss	CHF/ VE	Sicherheits-verschluss	CHF/ VE	Standard Verschluss	CHF/ VE
60	41,3 x 60,3	500	040831	AA -	040837	AA -	040834	AA -	040840	AA -
90	51,5 x 60,3	400	040832	AA -	040838	AA -	040835	AA -	040841	AA -
120	51,5 x 76,2	300	040833	AA -	040839	AA -	040836	AA -	040842	AA -

Ökologische Version

			Nicht steril				Steril			
Volumen (ml)	Ø x H (mm)	VE	Sicherheits-verschluss	CHF/ VE	Standard Verschluss	CHF/ VE	Sicherheits-verschluss	CHF/ VE	Standard Verschluss	CHF/ VE
60	41,3 x 60,3	500	040819	AA -	040825	AA -	040822	AA -	040828	AA -
90	51,5 x 60,3	400	040820	AA -	040826	AA -	040823	AA -	040829	AA -
120	51,5 x 76,2	300	040821	AA -	040827	AA -	040824	AA -	040830	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com