
Probengefäße mit Schraubverschluss, ohne Etikett, aus Polypropylen

Probengläser

- **Hohe Transparenz**
- **Wasserdichter Verschluss**
- **Präzise Graduierungen**
- **Unzerbrechlich**

NEU



Art. Nr.	390148	390149	390150	390151
Volumen (ml)		30		
Material	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Boden	Konisch	Konisch	Konisch	Konisch
Verschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Steril	Nein	Nein	Ja	Ja
Markierungsfläche	Ja + Etikett	Ja + Etikett	Ja + Etikett	Ja + Etikett
Packungseinheit	700	1	1	700
VE	700	500	500	700
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Art. Nr.	390137	390138	390139	390140
Volumen (ml)		60		
Material	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Boden	Flach	Flach	Flach	Flach
Verschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Steril	Nein	Nein	Ja	Ja
Markierungsfläche	Ja + Etikett	Ja + Etikett	Ja + Etikett	Ja + Etikett
Packungseinheit	600	1	1	600
VE	600	500	500	600
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Art. Nr.	390122	390123	390124	390125
Volumen (ml)		120		
Material	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Boden	Flach	Flach	Flach	Flach
Verschluss	Ja	Ja	Ja	Ja
Steril	Nein	Nein	Ja	Ja
Markierungsfläche	Ja + Etikett	Ja + Etikett	Ja + Etikett	Ja + Etikett
Packungseinheit	300	1	1	300
VE	300	250	250	300
CHF/ VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**