Eimer aus hochdichtem Polyethylen

Quadratische Eimer 12 l mit dicht schließendem Deckel - Lebensmittelkontakt

- Eimer aus HDPE mit Lebensmittelkontakt, Deckel aus LDPE
- Mit Ausguss, Abflussbereich unter dem Eimer, um Wasseransammlungen zu vermeiden
- Verwendung von Eimern : -40 °C bis +90 °C / Deckel: von -15 °C bis +60 °C
- Leer stapelbar, stapelbar mit geschlossenem Deckel
- Kennzeichnungsetikettfür die HACCP-Rückverfolgbarkeit
- Henkel aus Edelstahl
- Hermetischer Verschluss



Kapazität (L)	Maße (L x B x H) (mm)	Gewicht (Kg)	Weiß	Rot	Blau	Grün	Gelb	CHF
12	329 x 310 x 280	1,205	212074	212075	212076	212077	212078	AA -

HDPE-Behälter für Lebensmittel 50 l

- Behälter aus weißem HDPE
- Lebensmittelkontakt konform
- Einsteckend
- Hohe Widerstandsfähigkeit : Lagerung, Vorbereitung, Transport
- Verstärkter Boden mit Verschleißzone
- Anwendung: -40 °C bis +90 °C
- Volumen: 50 l



Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht (Kg)	CHF
212065	50-l-Container	3	137,60 -
212066	Deckel für Behälter	0,7	44,70 -

Graduierter Eimer aus HDPE Nalgene™

- Aus hochdichtem Polyethylen
- Graduiert
- Weiße Farbe
- Mit Ausguss
- Autoklavierbar



Art. Nr.	Volumen (l)	CHF
029431	9,5	AA -

Eimer aus Polyethylen niedriger Dichte

Auslaufsichere graduierte Eimer mit Deckel Nalgene™



- Graduiert
- Aus weißem (7,6 und 10,4 Liter) oder gelbem (13,2 Liter) Polyethylen hoher Dichte

Art. Nr.	Kapazität (l)	Höhe ohne Deckel	Höhe mit Deckel	CHF
029434	7,6	254 mm	267 mm	AA -
029328	13,2	315 mm	328 mm	AA -

Eimer aus LDPE

- Hergestellt aus Polyethylen
- Mit Ausguss
- Graduiert



Art. Nr.	Kapazität (l)	Ø x H (mm)	CHF
391051	9	280 x 250	AA -
391052	12	300 x 280	AA -
391053	17	340 x 310	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com