Styroporboxen

Mehrzweckbox VARIBOX



- Aus transparentem Polystyrol
- Stapelbar, Codierung an der Seite, für 5 stapelbare Platten
- Als Reservoir, Färbebehälter in der Elektrophorese oder als Aufbewahrungsbox verwendbar
- H x B x L : 78 x 120 x 156 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
442023	Varibox	4	AA -

Box aus Polypropylen


Stapelbare Behälter aus Polypropylen



- Graduiert
- Für den Einsatz von - 40 °C bis + 100 °C

Einzelne Behälter			Einzelne Deckel für Behälter			
Art. Nr.	(L x B x H) (mm)	CHF	Blaue Farbe	Grüne Farbe	Gelbe Farbe	CHF
039606	265 x 325 x 100	AA -	039657	039658	039659	AA -
039607	265 x 325 x 150	AA -	039657	039658	039659	AA -
039608	176 x 325 x 100	AA -	039660	039661	039662	AA -
039609	176 x 325 x 150	AA -	039660	039661	039662	AA -

Mehrzweck-Plastikboxen



- Aus hochfestem Polypropylen
- Originalverschluss, perfekte Abdichtung
- Geeignet für Lebensmittelprodukte
- Standardfarben Kristall
- Geliefert mit Deckeln

Art. Nr.	Außenmaße ø x H oder L x B x H (mm)	Volumen (ml)	CHF
039997	95 x 64,3	280	AA -
039998	95 x 83,5	365	AA -
040002	95 x 118	520	AA -
040003	118 x 87,5	565	AA -
040005	133 x 130	1180	AA -
540140	128 x 128 x 89	900	AA -