Becher aus TPX, ohne Griff

Nalgene™ Becher

- Aus durchscheinendem Polypropylen oder durchsichtigem Polymethylpenten
- Autoklavierbar
- Gedruckte Graduierungen

Kapazität (ml)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
50	12	028878	AA -
100	12	028879	AA -
150	12	028880	AA -
250	6	028881	AA -
400	6	028882	AA -
600	4	028883	AA -
1000	3	028884	AA -
2000	1	028885	AA -
4000	1	028886	AA -



Messbecher niedrige Form aus PMP (TPX) Azlon®

- Hitzebeständig bis +150 °C
- Gedruckte, lösungsmittelbeständige Graduierungen
- Entspricht der Norm 7056
- Autoklavierbar

Volumen (ml)	Graduierungen (ml)	Außen-Ø (mm)	Höhe (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
25	5	35	50	251526	12	AA -
50	10	42	60	251527	12	AA -
100	10	51	69	251528	12	AA -
250	25	71	94	251529	6	AA -
500	50	87	117	251531	6	AA -
600	50	95	125	251532	6	AA -
1000	100	107	148	251533	6	AA -
2000	200	131	187	251534	6	AA -



Becher aus TPX

- Hochtransparent, autoklavierbar
- Zwei Arten von Graduierungen: gegossene Reliefs oder blauer Siebdruck
- Gute chemische Beständigkeit
- An Lebensmittel angepasst

		Grad. gegossen			Grad. siebgedruckt		
Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
25	34 x 49	391562	20	AA -	391553	20	AA -
50	42 x 60	391563	20	AA -	391554	20	AA -
100	52 x 72	391564	12	AA -	391555	12	AA -
250	71 x 95	391565	16	AA -	391556	16	AA -
500	88 x 119	391566	12	AA -	391557	12	AA -
1000	110 x 146	391567	4	AA -	391558	4	AA -
2000	133 x 184	391568	4	AA -	391559	4	AA -
3000	159 x 200	391569	2	AA -	391560	2	AA -
5000	190 x 228	391570	2	AA -	391561	2	AA -



Grad. gegossen



Grad. siebgedruckt

Becher aus TPX

- Polymethylpenten-Version (TPX)
- Form, die das Stapeln ermöglicht, um beim Verstauen Platz zu sparen
- Leicht lesbare Markierungen
- Tropfsicherer Ausguss
- Autoklavierbar

Kapazität (ml)	Höhe (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
50	59	12	224010	AA -
100	73	12	224011	AA -
250	94	12	224012	AA -
500	128	6	224013	AA -
1000	150	4	224014	AA -
2000	190	4	224015	AA -
5000	263	2	224016	AA -
10000	328	1	224017	AA -



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com