Becher aus TPX, mit Griff

Becher mit Griff



- Polypropylen- oder Polymethylpenten (TPX)-Versionen
- Leicht zu greifender Griff
- Leicht lesbare Markierungen
- Tropfsicherer Ausguss
- Autoklavierbar

			Polypropylen		TPX-Version	
Kapazität (ml)	Höhe (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
100	73	6	**224018**	**AA -**	**224025**	**AA -**
250	94	6	**224019**	**AA -**	**224026**	**AA -**
500	128	6	**224020**	**AA -**	**224027**	**AA -**
1000	150	4	**224021**	**AA -**	**224028**	**AA -**
2000	192	4	**224022**	**AA -**	**224029**	**AA -**
5000	263	2	**224023**	**AA -**	**224030**	**AA -**
10000	330	1	**224024**	**AA -**	**224031**	**AA -**

Nalgene™ Becher mit Griff



- Aus durchsichtigem Polymethylpenten
- Gegossene Graduierungen in Unzen und Millilitern
- Autoklavierbar
- Großer, leicht zu greifender Griff

Kapazität	Verpackt zu	Art. Nr.	CHF
1 Liter	1	**028889**	**AA -**
3 Liter	1	**028890**	**AA -**

Becher aus PFA, ohne Griff

Graduierte Becher PFA



- ISO 7056-Zertifizierung
- Transluzent
- Gut lesbare, erhabene Graduierungen, die bei häufigem Gebrauch abriebfest sind
- Variable Überlagerungsmöglichkeit: platzsparend
- Autoklavierbar
- Einfach zu reinigen
- Temperaturbeständig von -200 °C bis +260 °C
- Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und Chemikalien

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Graduierung (ml)	Höhe (mm)	Ø (mm)	CHF
068781	25	5	50	32	**AA -**
068782	50	10	59	39	**AA -**
068783	100	20	72	50	**AA -**
068784	250	50	96	67	**AA -**
068785	500	100	122	88	**AA -**
068786	1000	100	141	109	**AA -**

Becher aus PTFE, ohne Griff

PTFE-Becher niedrige Form ohne Graduierung



- Aus PTFE
- Mit verstärktem Rand
- Ausgießer
- Ohne Teilung
- Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø (mm)	Höhe (mm)	CHF
068795	5	20	28	**AA -**
068796	10	25	33	**AA -**
068797	25	33	45	**AA -**
068798	50	45	60	**AA -**
068799	100	55	65	**AA -**
068800	250	70	95	**AA -**
068801	500	80	125	**AA -**
068802	1000	105	155	**AA -**