Polypropylen-Messzylinder

Messzylinder niedrige Form aus Polypropylen Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

Art. Nr.	Vol. (ml)	Höhe (mm)	Toleranz (± ml)	VE	CHF/ VE
232718	100	163	2	5	AA -
232719	250	192	5	1	AA -
232720	500	218	10	1	AA -
232721	1000	285	20	1	AA -

- Aus hochklarem Polypropylen
- Niedrige Form
- Runde Basis mit Abfluss
- Gegossene Graduierungen mit blauem Druck



Graduierte Messzylinder niedrige Form

Messzylinder niedrige Form aus Polypropylen.

- Gegossene Graduierungen
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar

Art. Nr.	Vol. (ml)	Graduierung (ml)	Teilungen (ml)	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
391145	10	2	0,25	16	88	10	AA -
391146	25	5	1	22	107	10	AA -
391147	50	10	2,5	29	143	12	AA -
391148	100	25	5	34	178	8	AA -
391149	250	50	10	45,5	264	4	AA -
391107	500	100	10	55,5	305	4	AA -
391108	1000	200	25	70	332	2	AA -
391150	2000	400	50	92	371	2	AA -



Graduierte Messzylinder aus lichtdurchlässigem Polypropylen Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

		Gegossene Graduierungen			Siebgedruckte Graduierungen		
Vol. (ml)	Ø x H (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
10	14 x 140	001964	10	AA -	090208	1	AA -
25	20 x 170	090209	1	AA -	002042	1	AA -
50	26 x 200	7CP0050P	10	AA -	090202	1	AA -
100	31 x 250	7CP0100P	5	AA -	090203	1	AA -
250	42 x 315	7CP0250P	1	AA -	090204	1	AA -
500	55 x 360	7CP0500P	1	AA -	090205	1	AA -
1000	66 x 440	7CP1000P	1	AA -	090206	1	AA -
2000	83 x 535	090207	1	AA -	002043	1	AA -

- Aus durchscheinendem Polypropylen
- Siebdruck
- Graduiert
- Mit Ausguss



Set aus 6 geformten Messzylinder mit Graduierung

(eine aus jedem der folgenden Volumen: 110, 25 50, 100, 250 und 500 ml)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF das Los
001965	Set von 6 Reagenzgläsern	AA -

Graduierte Messzylinder aus Polypropylen Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Mit blauer Basis
- Klasse B
- Gegossene Graduierungen
- Autoklavierbar

Kapazität (ml)	Schrittweite (ml)	Genauigkeit (ml)	Art. Nr. PP	CHF
10	0,2	+/- 0,20	028824	AA -
25	0,5	+/- 0,34	028825	AA -
50	1	+/- 0,50	028826	AA -
100	1	+/- 1	028827	AA -
250	2	+/- 2	028828	AA -
500	5	+/- 4	028829	AA -
1000	10	+/- 6	028830	AA -
2000	20	+/- 12	028831	AA -
4000	50	+/- 29	028832	AA -



Packung mit verschiedenen graduierten Messzylinder aus Polypropylen

Art. Nr.	Inhalt der Packung	CHF
128019	1 Reagenzglas von jedem der folgenden Volumina : 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com