Polypropylen-Messzylinder

Kostengünstige graduierte Messzylinder Nalgene™



- Gegossene Graduierungen
- Aus durchscheinendem Polypropylen

Kapazität (ml)	Schrittweite (ml)	Art. Nr.	CHF
10	0,2	028842	AA -
25	0,5	028843	AA -
50	1	028844	AA -
100	1	028845	AA -
250	2	028846	AA -
500	5	028847	AA -
1000	10	028848	AA -

Kostengünstige Polypropylen-Messzylinder



- Hergestellt nach ISO 6706-1981 und BS 5404 (2. Teil 1977) aus speziellem Polypropylen, hochtransparent
- Halten während des Dauergebrauchs einer Temperatur von +100 °C stand
- Permanente Reliefgraduierungen
- Gute chemische Beständigkeit

Art. Nr.	Vol. (ml)	Graduierung (ml)	Teilungen (ml)	Genauigkeit (ml)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
046608	10	2	0,2	+/- 0,2	13,5 x 140	1	AA -
046609	25	5	0,5	+/- 0,5	18 x 195	1	AA -
046610	50	10	1	+/- 1,0	25,5 x 199	1	AA -
046611	100	10	1	+/- 1,0	30,5 x 249	1	AA -
046612	250	20	2	+/- 2,0	41,5 x 315	1	AA -
046613	500	50	5	+/- 5,0	55 x 361	1	AA -
046614	1000	100	10	+/- 10,0	66 x 439	1	AA -
391341	2000	200	20	+/- 20,0	84 x 531	6	AA -

Messzylinder hohe Form mit blauer Graduierung



- Material: Spezial-Polypropylen
- Sehr transparent
- Autoklavierbar bei +121 °C für 20 Minuten
- Durchgeführt nach den Normen ISO 6706 - 1981 und BS 5404 (2. Teil 1977)
- Halten bei Dauergebrauch einer Temperatur von +100 °C stand
- Permanente Graduierungen
- Hydrorepulsive Wände
- Vollständiges Fehlen des Meniskus

Vol. (ml)	Grad. (ml)	Teilung (ml)	Genauigkeit (ml)	Ø x H (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
10	2	0,2	+/- 0,2	13,5 x 140	10	391350	AA -
25	5	0,5	+/- 0,5	18 x 195	30	391351	AA -
50	10	1	+/- 1,0	25,5 x 199	30	391352	AA -
100	10	1	+/- 1,0	30,5 x 249	30	391353	AA -
250	20	2	+/- 2,0	41,5 x 315	12	391354	AA -
500	50	5	+/- 5,0	55 x 361	12	391355	AA -
1000	100	10	+/- 10,0	66 x 439	6	391356	AA -
2000	200	20	+/- 20,0	84 x 531	2	391357	AA -

Graduierte Messzylinder aus Polypropylen



- Leicht ablesbare, gegossene Graduierungen
- Große, tropffreie Ausgüsse
- Sechskantiger Sockel für mehr Stabilität
- Autoklavierbar
- Präzisionsstandard : DIN 1261 / ISO 6706

Kapazität (ml)	Graduierungen (ml)	Fehlerspanne (mm)	Höhe (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
10	0,2	± 0,2	138	12	224032	AA -
25	0,5	± 0,5	170	12	224033	AA -
50	1	± 1	198	12	224034	AA -
100	1	± 1	257	6	224035	AA -
250	2	± 2	314	6	224036	AA -
500	5	± 5	344	3	224037	AA -
1000	10	± 10	412	3	224038	AA -
2000	20	± 20	482	3	224039	AA -