Reagenzgläser aus TPX

Graduierte Reagenzgläser PMP Klasse A

- Höhe Form
- Klasse A gemäß DIN 12681 und ISO 6706
- Transparent, Graduierungen in der Masse, blau bedruckt
- Mit Sechskantfuß
- Genauigkeit stückweise kontrolliert und mit "H" markiert, kalibriert, um "In" zu enthalten
- Mit einem Chargenzertifikat
- Einsetzbar bis zu +121 °C
- Um die Graduierung zu schonen, reinigen bis maximal +60 °C



Art. Nr.	Kapazität (ml)	Toleranz (± ml)	Graduierung (ml)	Höhe (mm)	Ø (mm)	VE	CHF/ VE
090672B	10	0,1	0,2	145	12	2	AA -
068766	25	0,2	0,5	169	21	2	AA -
068767	50	0,2	1	199	26	2	AA -
068768	100	0,4	1	260	34	2	AA -
068769	250	0,4	2	315	47	2	AA -
068770	500	1,4	5	350	61	2	AA -
068771	1000	2,5	10	415	76	1	AA -
068772	2000	5	20	482	97	1	AA -

WEB

Weitere PMP Reagenzgläser mit Reliefgraduierung, Klasse A Finden Sie auf www.milian.com

Graduierte Messzylinder niedrige Form

Niedere Form Messzylinder aus Polypropylen oder TPX.

- Gegossene Graduierungen
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar



Art. Nr.	Vol. (ml)	Graduierung (ml)	Teilungen (ml)	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
391151	10	2	0,25	16	87	10	AA -
391152	25	5	1	22	107	10	AA -
391153	50	10	2,5	29	143	12	AA -
391154	100	25	5	34,5	177	8	AA -
391155	250	50	10	46	263	4	AA -
391156	500	100	10	56	302	4	AA -
391157	1000	200	25	71	331	2	AA -
391158	2000	400	50	92	369	2	AA -

Durchsichtige Messzylinder aus TPX Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

Graduierte Messzylinder aus transparentem, autoklavierbarem Polymethylpenten (TPX).

- Akzeptieren Temperaturen bis zu +170 °C
- Tropfsicherer Ausguss
- Siebgedruckte oder gegossene blaue Graduierungen
- Klasse B



			Siebgedruckte Graduierungen			Gegossene Graduierungen		
Volumen (ml)	Höhe (mm)	Graduierung (ml)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
10	145	0,2	001060	10	AA -	232767	10	AA -
25	170	0,5	232771	5	AA -	001061	5	AA -
50	200	1	001062	5	AA -	232768	5	AA -
100	250	1	001063	5	AA -	785419	5	AA -
250	315	2	-	-	-	232769	1	AA -
500	360	5	-	-	-	232770	1	AA -
1000	440	10	-	-	-	991629	1	AA -
2000	535	20	001067	1	AA -	991630	1	AA -

Graduierte Messzylinder aus TPX Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Kapazität (ml)	Schrittweite (ml)	Genauigkeit (ml)	Art. Nr.	CHF
10	0,2	+/- 0,20	028833	AA -
25	0,5	+/- 0,34	028834	AA -
50	1	+/- 0,50	028835	AA -
100	1	+/- 1	028836	AA -
250	2	+/- 2	028837	AA -
500	5	+/- 4	028838	AA -
1000	10	+/- 6	028839	AA -
2000	20	+/- 12	028840	AA -
4000	50	+/- 29	028841	AA -

- Aus transparentem Polymethylpenten (TPX)
- Mit blauer Basis
- Klasse B
- Gegossene Graduierungen
- Autoklavierbar



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com