Reagenzgläser aus TPX

Kostengünstige graduierte Messzylinder Nalgene™



- Gegossene Graduierungen
- Aus transparentem Polymethylpenten (TPX)

Kapazität (ml)	Schrittweite (ml)	Art. Nr.	CHF
10	0,2	**028849**	**AA -**
25	0,5	**028850**	**AA -**
50	1	**028851**	**AA -**
100	1	**028852**	**AA -**
250	2	**028853**	**AA -**
500	5	**028854**	**AA -**
1000	10	**028855**	**AA -**

Messzylinder hohe Form mit blauer Graduierung



- Durchgeführt nach den Normen ISO 6706 - 1981 und BS 5404 (2. Teil 1977)
- Perfekt durchsichtig
- Autoklavierbar
- Verwendung mit Flüssigkeiten bei Temperaturen bis zu +170 °C
- Hydrorepulsive Wände
- Vollständiges Fehlen von Meniskus
- Permanente Graduierungen

Vol. (ml)	Grad. (ml)	Teilung (ml)	Genauigkeit (ml)	Ø x H (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
10	2	0,2	+/- 0,2	13,5 x 140	10	**391358**	**AA -**
25	5	0,5	+/- 0,5	18 x 195	30	**391359**	**AA -**
50	10	1	+/- 1,0	25,5 x 199	30	**391360**	**AA -**
100	10	1	+/- 1,0	30,5 x 249	30	**391361**	**AA -**
250	20	2	+/- 2,0	41,5 x 315	12	**391362**	**AA -**
500	50	5	+/- 5,0	55 x 361	12	**391363**	**AA -**
1000	100	10	+/- 10,0	66 x 439	6	**391364**	**AA -**
2000	200	20	+/- 20,0	84 x 531	2	**391365**	**AA -**

Messzylinder aus TPX



- Polymethylpenten-Version
- Leicht ablesbare, gegossene Graduierungen
- Große, tropffreie Ausgüsse
- Sechskantiger Sockel für mehr Stabilität
- Autoklavierbar
- Präzisionsstandard : DIN 1261 / ISO 6706

Kapazität (ml)	Graduierungen (ml)	Fehlerspanne (mm)	Höhe (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
10	0,2	± 0,2	138	12	**224040**	**AA -**
25	0,5	± 0,5	170	12	**224041**	**AA -**
50	1	± 1	198	12	**224042**	**AA -**
100	1	± 1	257	6	**224043**	**AA -**
250	2	± 2	314	6	**224044**	**AA -**
500	5	± 5	344	3	**224045**	**AA -**
1000	10	± 10	412	3	**224046**	**AA -**
2000	20	± 20	482	3	**224047**	**AA -**

Graduierte Messzylinder aus hochwertigem Polymethylpenten (TPX)



- Leicht ablesbare, gegossene Graduierungen
- Große, tropffreie Ausgüsse
- Sechskantige Sockel für mehr Stabilität
- Autoklavierbar
- Hochpräziser Standard : DIN 12681

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Graduierungen (ml)	Fehlerspanne (mm)	Höhe (mm)	CHF
224048	10	0,2	± 0,1	138	**AA -**
224049	25	0,5	± 0,25	170	**AA -**
224050	50	1	± 0,5	198	**AA -**
224051	100	1	± 0,5	257	**AA -**
224052	250	2	± 1	314	**AA -**
224053	500	5	± 2,5	344	**AA -**
224054	1000	10	± 5	412	**AA -**
224055	2000	20	± 10	482	**AA -**