Erlenmeyer ohne Deckel aus Polypropylen

Erlenmeyer Nalgene™

- Autoklavierbar
- 2-Liter-Modell mit geformten Graduierungen

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Nummer Verschluss	VE	CHF/ VE
029007	125	3	12	AA -
029008	250	6	6	AA -
029009	500	7	4	AA -
029010	1000	8	2	AA -
029011	2000	10	2	AA -



Kostengünstige Erlenmeyer

- Material: Polypropylen
- Für alle üblichen Laborzwecke
- Standardisierter Hals
- Autoklavierbar

Art. Nr.	Graduierung (ml)	Volumen (ml)	NS-Hals	VE	CHF/ VE
391388	10	50	14/23	20	AA -
391389	25	125	14/23	20	AA -
391390	25	250	19/26	15	AA -
391391	50	500	24/29	8	AA -
391392	50	1000	29/32	8	AA -
391393	100	2000	34/35	4	AA -



Erlenmeyer ohne Deckel aus Polycarbonat

Erlenmeyer Nalgene™

- Zur Vorbereitung oder Lagerung von Kulturmedien
- Graduiert
- Autoklavierbar
- Transparent

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Nummer Verschluss	VE	CHF/ VE
029013	125	5	12	AA -
029014	250	6	6	AA -



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com