Erlenmeyer mit Polypropylen-Stopfen

Azlon® Erlenmeyerkolben, Weithals und Enghals

Erlenmeyer mit weitem Hals, graduiert aus Polypropylen



- Mit Schraubverschluss
- Hergestellt aus Polypropylen
- Sehr transparent
- Mit Graduierungen
- Normierte weibliche Läppung am Hals
- Autoklavierbar

Volumen (ml)	Graduierung (ml)	CN-Läppen	Art. Nr.	CHF
50	10	34/35	**093002**	**AA -**
100	20	34/35	**093003**	**AA -**
250	50	45/40	**093004**	**AA -**
500	100	45/40	**093005**	**AA -**
1000	200	45/40	**093006**	**AA -**

Enghalsiger, graduierter Erlenmeyer aus Polypropylen




- Enger Hals
- LDPE-Stopfen
- Sehr transparent

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Außen-Ø (mm)	Höhe (mm)	CN-Läppen	VE	CHF/ VE
092300B	50	52	90	34/35	6	**AA -**
092301B	100	64	110	34/35	6	**AA -**
092302B	250	85	140	45/40	6	**AA -**
092303B	500	108	180	45/40	6	**AA -**
092304B	1000	135	220	45/40	4	**AA -**

Erlenmeyer mit Polycarbonat-Stopfen

Erlenmeyer mit Schraubverschluss Nalgene™




- Zur Vorbereitung oder Lagerung von Kulturmedien
- Verschluss ohne Dichtung
- Autoklavierbar (nicht festgezogener Verschluss)
- Transparent

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Schließung (mm)	VE	CHF/ VE
029019	125	33	6	**AA -**
029020	250	38	4	**AA -**
029021	500	43	4	**AA -**

Erlenmeyer mit TPX-Stopfen


Erlenmeyer mit Schraubverschluss Nalgene™



- Autoklavierbar
- Transparent
- In der Mikrowelle verwendbar

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Schließung (mm)	VE	CHF/ VE
029023	125	33	6	**AA -**
029024	250	38	4	**AA -**
029025	500	43	4	**AA -**
029026	1000	53	2	**AA -**

Azlon® Erlenmeyerkolben, Weithals



- Mit Schraubverschluss
- Im PMP
- Sehr transparent
- Normierte weibliche Läppung am Hals
- Autoklavierbar

Volumen (ml)	Graduierung (ml)	CN-Läppen	Art. Nr.	CHF
100	20	34/35	**093008**	**AA -**
250	50	45/40	**093009**	**AA -**
500	100	45/40	**093010**	**AA -**
1000	200	45/40	**093011**	**AA -**