Erlenmeyer für Zellkulturen aus Polycarbonat

Schüttelflaschen mit Schikanen aus Polycarbonat

- Aus durchsichtigem Polycarbonat
- Mit Schikanen versehen
- Zur Kultivierung und Trypsinisierung bestimmt
- Autoklavierbar
- Schikanen verstärken den Effekt des Rührens und verbessern die Belüftung und den Gasaustausch
- Leicht und unzerbrechlich, ersetzen sie vorteilhaft Glasflaschen

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE



Art. Nr.	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
029543	250	4	AA -
027998	500	4	AA -
029332	1000	2	AA -
027999	2000	2	AA -

Fernbach Kolben Nalgene™



- Aus Polycarbonat
- Transparent
- Autoklavierbar
- 2,8 l
- Durchmesser Basis x Höhe : 203 x 229 mm
- Akzeptiert einen Verschluss Nr. 13, Durchmesser oben 68 mm, Durchmesser oben unten 58 mm und Höhe 25 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	VE/ Box	CHF/ Box
030002	Fernbach-Flasche	4	AA -



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com