Messkolben aus Polypropylen

Azlon®-Messkolben aus Polypropylen



- Autoklavierbar (abgeschraubte Kappe)
- Klasse B
- Geschliffener Hals
- Aus durchscheinendem Polypropylen oder durchsichtigem TPX
- Mit Polypropylenkappe und Eichstrich

Volumen (ml)	CN-Läppen	Ø x H *(mm)	Art. Nr.	CHF
25	10/19	40 x 118	**001068**	**AA -**
50	14/23	48 x 156	**001069**	**AA -**
100	14/23	63 x 180	**001070**	**AA -**
250	19/26	83 x 240	**001071**	**AA -**
500	19/26	103 x 270	**001072**	**AA -**
1000	24/29	125 x 310	**093000**	**AA -**

* gesamthöhe mit Verschluss

Messkolben mit Standardverschluss



- Hergestellt aus Polypropylen
- Ohne Meniskus (macht das Lesen sehr einfach)
- Geprüft mit gravimetrischer Methode bei 20 °C in Klasse B
- Autoklavierbar
- Mit Verschluss geliefert

Art. Nr.	Volumen (ml)	Höhe (mm)	Ø (mm)	NS/DIN	VE carton	CHF/ VE
391366	25	121	36	12/21	20	**AA -**
391367	50	143	46	14/23	20	**AA -**
391368	100	174	58	14/23	20	**AA -**
391369	250	225	82	19/26	10	**AA -**
391370	500	265	100	19/26	10	**AA -**
391371	1000	325	120	19/26	5	**AA -**

Messkolben aus TPX

Messkolben in PMP Klasse A



- Transparent, mit R.I.N.-Verschluss aus Polypropylen
- Individuell angepasste Kreismarkierung
- Toleranzen entsprechend den Anforderungen, die an die Kategorie A nach DIN EN ISO 1042 gestellt werden
- Mit Aufdruck der Chargennummer und des Zertifikats
- Autoklavieren bis +121 °C, Reinigen nicht über 60 °C

Art. Nr.	Volumen (ml)	Toleranz +/- (ml)	Höhe (mm)	RIN-Verschluss	VE	CHF/ VE
068682	10	0,04	90	10 / 19	6	**AA -**
068683	25	0,04	115	10 / 19	6	**AA -**
068684	50	0,06	150	10 / 19	6	**AA -**
068685	100	0,10	180	14 / 23	6	**AA -**
068686	250	0,15	235	19 / 26	5	**AA -**
068687	500	0,25	270	19 / 26	4	**AA -**
068688	1000	0,40	310	24 / 29	3	**AA -**

Messkolben aus TPX Azlon®



- Autoklavierbar (abgeschraubte Kappe)
- Klasse B
- Geschliffener Hals
- Aus durchscheinendem Polypropylen oder durchsichtigem TPX
- Mit Polypropylenkappe und Eichstrich

Volumen (ml)	CN-Läppen	Ø x H *(mm)	Art. Nr.	CHF
25	10/19	40 x 118	**001073**	**AA -**
50	14/23	48 x 156	**001074**	**AA -**
100	14/23	63 x 180	**001075**	**AA -**
250	19/26	83 x 240	**001076**	**AA -**
500	19/26	103 x 270	**001077**	**AA -**
1000	24/29	125 x 310	**093001**	**AA -**

* gesamthöhe mit Verschluss