Umfüllampullen

Nalgene™ Teflon-Scheidetrichter

- Aus Teflon FEP, Absperrhahn aus Teflon TFE, Schraubverschluss aus Tefzel ETFE, phtalatfrei
- Unzerbrechliche, klare und antihaftbeschichtete Ampullen für eine einfache Reinigung
- Nicht nässend
- Wasserdichter Verschluss und Absperrhahn, Hahneinheit zum Reinigen leicht abnehmbar
- Mit mechanischen Rührwerken verwendbar, wenn an der Einführstelle des Absperrhahns eine Schelle zum Festziehen des Schlauchs angebracht ist
- Autoklavierbar mit Ausnahme des Absperrhahns, der chemisch desinfiziert werden kann



Art. Nr.	Volumen (ml)	Verschlussgröße (mm)	Schaft Länge unter Hahn (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
029659	125	28	65	1	4	AA -
029737	250	33	65	1	1	AA -
029738	500	43	65	1	1	AA -
029739	1000	53	65	1	1	AA -
029740	2000	53	65	1	1	AA -

Trichter für Flüssigkeiten aus Polystyrol

Simport®-Trichter aus Polystyrol

- Aus Polystyrol
- Trichter für den allgemeinen Gebrauch
- Mit Rillen versehen für einen besseren Durchfluss
- Einweg



ø (mm)	Höhe (mm)	Schaftlänge (mm)	ø Schaft (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
55	69	25	4,3	100	040725	AA -
65	78	30	4,3	100	040726	AA -

Trichter für Flüssigkeiten aus Polypropylen

Trichter aus Polypropylen für alle Zwecke



Art. Nr.	Volumen (ml)	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Innen-Ø Schaft (mm)	Schaft Länge (mm)	CHF
020383	6	30	47	4	25	AA -
020384	14	40	65	4	35	AA -
020385	32	50	85	7	43	AA -
020386	88	75	108	7	55	AA -
020387	222	100	155	8	77	AA -
020388	342	120	180	11	90	AA -
020389	817	150	220	15	95	AA -

Simport®-Trichter aus Polypropylen

- Hergestellt aus Polypropylen
- Trichter für den allgemeinen Gebrauch
- Mit Rillen versehen für einen besseren Durchfluss
- Einweg



ø (mm)	Höhe (mm)	Schaftlänge (mm)	ø Schaft (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
55	69	25	4,3	100	040727	AA -
65	78	30	4,3	100	039913	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com