Trichter für Flüssigkeiten aus Polypropylen

Analysetrichter



- Material: Polypropylen
- Geeignet für alle allgemeinen Laborzwecke
- Halten Temperaturen bis +120 °C stand und können sterilisiert werden
- Mit Rillen versehen
- Gehäuse mit 60 Grad geneigten Wänden und entsprechenden Abmessungen für die verschiedenen Filtertypen, entweder Flach- oder Faltenfilter

Art. Nr.	Ø (mm)	Volumen (ml)	Länge Stab (mm)	Ø Stab : (mm)	CHF
391394A	27	3,5	37	4	AA -
391395A	37	10	37	5	AA -
391396A	46	20	43	5	AA -
391397AA	66	50	62	10	AA -
391398A	81	100	70	11	AA -
391400A	120	350	86	11	AA -
391402A	183	1250	140	14	AA -

Nalgene™ Analytische Trichter



- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- Der Körper hat einen Winkel von 60° innen mit 58° Rillen für eine schnellere Filterung
- Äußere Rillen zur Vermeidung von Luftblockaden

Ø innen oben (mm)	34	55	66	77	104	158
Außen-ø Stab(mm)	6	7	7	7	9	14
Stab Länge (mm)	52	61	65	80	99	151
Gesamthöhe (mm)	78	105	116	145	183	276
Kapazität (ml)	10	41	65	114	254	976
Ø Filterpapier (mm)	55	90	110	125	185	240
VE	12	12	12	6	4	2
Art. Nr.	**029484**	**029486**	**029487**	**029488**	**029490**	**029491**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Trichter für verschiedene Zwecke Nalgene™



Aus autoklavierbarem Polypropylen.

Material	PP	PP
Innendurchmesser oben (mm)	65	103
Außendurchmesser Schaft (mm)	10	11
Stab Länge (mm)	21	34
Gesamthöhe (mm)	65	117
Kapazität (ml)	62	270
VE	12	12
Art. Nr.	**029497**	**029499**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Trichter für Flüssigkeiten, aus hochdichtem **Polyethylen**

Großformatige Trichter aus Polyethylen Nalgene™



Innendurchmesser oben (mm)	201	258
Außendurchmesser Schaft (mm)	23	21
Stab Länge (mm)	89	92
Gesamthöhe (mm)	245	300
Kapazität (ml)	1899	4064
VE	1	1
Art. Nr.	**029509**	**029510**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**