Trichter für Flüssigkeiten aus hochdichtem Polyethylen

Azlon®HDPE-Trichter

DWK LIFE SCIENCES

- Lebensmittelkontakt konform

Art. Nr.	Innen-Ø oben (mm)	Außen-Ø Schaft (mm)	Gesamthöhe (mm)	VE	CHF/ VE
211948	80	9	80	10	**AA -**
232818	100	11	102	10	**AA -**
211949	120	12	121	10	**AA -**
232819	140	13	141	5	**AA -**
211950	180	17	181	5	**AA -**
785448	230	21	226	5	**AA -**
232820	245	24	239	1	**AA -**
761675	290	27	277	1	**AA -**
232821	380	36	351	1	**AA -**



Trichter für allgemeine Zwecke aus HDPE

- Aus HDPE
- Dick
- Robust
- Mit Rillen zur Verbesserung der Fließfähigkeit
- Mit Aufhängering zur Aufbewahrung

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø oben (mm)	Ø unten (mm)	CHF
391440A	100	80	13	**AA -**
391441A	300	100	14,7	**AA -**
391442A	450	120	20	**AA -**
391443A	750	140	24	**AA -**
391444A	1500	180	30	**AA -**
391445A	2750	220	35	**AA -**
391446A	4000	260	38	**AA -**
391447	5500	310	43	**AA -**
391448	10000	420	57	**AA -**



Trichter für Flüssigkeiten aus Polyethylen niedriger Dichte

Nalgene™ Dickwandtrichter für intensive Nutzung

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Aus Polyethylen niedriger Dichte.

Innen-Ø oben (mm)	101	152	248
Außen-Ø Schaft (mm)	12	15	23
Schaft Länge (mm)	34	44	67
Innere Gesamthöhe (mm)	146	196	319
Kapazität (ml)	254	777	3684
VE	2	1	1
Art.Nr.	**029505**	**029506**	**029507**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Trichter für verschiedene Zwecke Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Material	HDPE
Innen-Ø oben (mm)	155
Außen-Ø Schaft (mm)	26
Schaft Länge (mm)	67
Gesamthöhe (mm)	176
Kapazität (ml)	1059
VE	12
Art. Nr.	**029501**
CHF/VE	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com