Pulvertrichter aus Polypropylen

Nalgene™ Pulvertrichter



- Aus autoklavierbarem Polypropylen
- Kurzer Schaft mit parallelen Kanten, um das Verstopfen von Pulvern zu verhindern
- Äußere Rillen

Innendurchmesser oben (mm)	65	79	104	147
Außendurchmesser Schaft (mm)	16	16	21	27
Schaft Länge (mm)	22	29	33	30
Gesamthöhe (mm)	67	85	106	136
Kapazität (ml)	68	115	243	716
VE	12	12	6	4
Art. Nr.	**029494**	**029495**	**029197**	**029496**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Pulvertrichter



- Hergestellt aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Zum Umfüllen von Pulvern oder großen Flüssigkeitsmengen
- Körperwinkel 60°
- Gute chemische Beständigkeit

Durchmesser (mm)	60	80	100	120	150	180
Stab Länge (mm)	15	15	25	30	36	43
Art. Nr.	**391490A**	**391491A**	**391492A**	**391493A**	**391494A**	**391495A**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Wiegeschalen aus Polystyrol

Stoßfeste Wiegeschalen



Flexible, leicht zusammenklappbare Gehänge für den Transfer, die Handhabung und das Wiegen von Proben.

- Aus stoßfestem, biologisch inertem Polystyrol
- Gute chemische Beständigkeit gegen Alkohole, verdünnte Säuren, Basen, wässrige Lösungen
- Maximale Temperatur : +60 °C

L x B x H Schale (mm)	Weiß	Blau	VE	CHF/ VE
41 x 41 x 7,9	-	**045104**	500	**AA -**
140 x 140 x 22	**045107**	**045108**	500	**AA -**

Sechseckige Wiegeschalen



- Aus Polystyrol
- Die sechseckige Form ermöglicht es, die Gondel zu falten und einen Gießschnabel zu bilden
- Antistatisch
- Flacher Boden und scharfe Kanten erleichtern die präzise Übertragung von gewogenem Material

Art. Nr.	Außen-Ø x Innen-Ø (mm)	VE	CHF/ VE
037609	38 x 25	500	**AA -**
037610	64 x 51	500	**AA -**
045126	76 x 55	500	**AA -**
037611	102 x 76	500	**AA -**
045127	120 x 100	500	**AA -**
037612	127 x 89	500	**AA -**
045128	139 x 108	500	**AA -**