Wiegeschalen aus Polystyrol

Wiege-Clogs zum einmaligen Gebrauch

- Aus stoßfestem Polystyrol
- Seine Form verhindert das Zusammenklappen herkömmlicher Gondeln
- Flacher Boden
- Maximale Betriebstemperatur : +60 °C

Art. Nr.	L x B x H (mm)	VE	CHF/ VE
045100	41 x 60 x 8	250	AA -



Standard- oder antistatische Wiegeschalen

Vol. (ml)	L x B x H (mm)	Typ	Schwarz	Weiß	Blau	VE	CHF/ VE
Quadratische Form							
7	46 x 46 x 8	Standard	030920B	030925B	320600	500	AA -
100	85 x 85 x 24	Standard	037800	030901B	320601	500	AA -
250	140 x 140 x 22	Standard	030921B	030902B	320602	500	AA -
7	46 x 46 x 8	Antistatisch	030906B	030912B	320603	500	AA -
100	85 x 85 x 24	Antistatisch	030907B	030913B	320604	500	AA -
250	140 x 140 x 22	Antistatisch	030908B	030914B	320605	500	AA -
Rautenform							
5	55 x 35 x 6	Standard	030916	320611	-	500	AA -
25	71 x 46 x 14	Standard	320613	030922	-	500	AA -
30	78 x 56 x 14	Standard	030917	030923	-	500	AA -
100	119 x 90 x 19	Standard	030918B	030924B	-	500	AA -
5	55 x 35 x 6	Antistatisch	030903	030909	-	500	AA -
25	71 x 46 x 14	Antistatisch	320614	320612	-	500	AA -
30	78 x 56 x 14	Antistatisch	030904	030910	-	500	AA -
100	119 x 90 x 19	Antistatisch	030905B	037862	-	500	AA -
Gering tiefe quadratische Form (Ideal zum Wiegen von festen Produkten)							
7	90 x 90 x 7	Standard	-	320610	-	500	AA -





- Aus flexiblem Polystyrol
- Biologisch inert
- Beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
- FDA / Lebensmittelqualität

Wiegeschalen

Weiche Schalen aus Polystyrol. Ideal für die Handhabung, Übertragung oder das Wiegen von Kristallen.

Form	(L x B x H) (mm)	Weiß	Grün	VE	CHF/ VE
Quadratisch	41 x 41 x 7,5	245496	245497	500	AA -
Raute	86 x 58 x 16	245498	245499	500	AA -
Raute	150 x 100 x 25	245494	-	250	AA -



Wiege-Clogs

- Aus flexiblem Polystyrol
- Biologisch inert
- Beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
- FDA / Lebensmittelqualität
- Flacher Boden 12 mm

L x B x H (mm)	VE	Standard	CHF/ VE	Antistatisch	CHF/ VE
43 x 58 x 13	500	320191	AA -	320607	AA -
83 x 132 x 26	500	047688	AA -	320608	AA -
108 x 183 x 26	500	320606	AA -	320609	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com