Wiegeschalen aus Polystyrol

Wheaton® Wiegengondeln



- Hochfestes Polystyrol
- Umgang mit Flüssigkeiten oder Feststoffen
- Antistatisch, um das Zurückhalten von Proben durch statische Elektrizität zu verhindern
- Abgerundete Ecken

Form	Volumen (ml)	L x B (mm)	Verpackt zu	VE	Weiß	CHF/ VE	Schwarz	CHF/ VE
Quadratisch	7	44 x 44	1000	25000	055806	AA -	055805	AA -
	100	80 x 80	1000	10000	055802	AA -	055801	AA -
	250	140 x 140	1000	4000	055804	AA -	055803	AA -
Raute	5	55 x 35	1000	30000	055800	AA -	055799	AA -
	30	85 x 65	500	5000	055798	AA -	055797	AA -
	100	125 x 100	250	1500	055796	AA -	055795	AA -

Wiegeschaufeln



- Aus antistatischem, wasserfestem Polystyrol
- Kostengünstige Lösung, die die Funktion der Schaufel und einer Wiegeschale vereint
- Einfacher Zusammenbau durch Einführen der Verriegelungslasche in das Loch
- Breites Design der Spitze für Stabilität beim Wiegen sowie einfache Probenentnahme und -verteilung
- Können flach als Wiegepapier verwendet werden

Art. Nr.	Maße (cm)	Farben	Steril	VE	CHF/ VE
320632	12,7 x 9	Weiß	Nein	100	AA -
320633	12,7 x 6,3	Weiß	Nein	100	AA -
320634	12,7 x 9	Schwarz	Ja	100	AA -
320635	12,7 x 6,3	Schwarz	Ja	100	AA -

Wiegeschalen aus Backpapier

Biologisch abbaubare Wiegeschalen




- Aus FSC-zertifiziertem Pergamentpapier
- Vorgefertigt
- Einsetzbar bis zu +210 °C
- Biologisch abbaubar

Art. Nr.	Maße L x T x H (mm)	Farben	VE	CHF/ VE
320524	35 x 35 x 15,8	Braun	500	AA -
320525	47,6 x 47,6 x 14,2	Braun	500	AA -
320676	95,25 x 95,25 x 25,4	Braun	250	AA -
320526	35 x 35 x 15,8	Weiß	500	AA -
320527	47,6 x 47,6 x 14,2	Weiß	500	AA -
320675	95,25 x 95,25 x 25,4	Weiß	250	AA -

Wiegeschalen aus Aluminium

Mikro-Wiegeschalen aus Aluminium

- Kompatibel mit den meisten Analysatoren und Mikrowaagen



Art. Nr.	L x B Basis (mm)	Höhe (mm)	Volumen (µl)	VE/ Box	CHF Box
045380	6,5 x 3,5	2,5	40	250	AA -
045381	10 x 4	4,5	110	250	AA -
045382	12 x 4	2,7	120	250	AA -
045383	12 x 2	4,5	120	250	AA -
045384	25 x 7	7	1120	50	AA -
045385	Ø 6	3,5	35	250	AA -
045379	Ø 13	2,5	350	100	AA -

Gondeln aus Aluminium, gefaltete Wände mit Ohrmuscheln



- Ohrmuscheln zum Halt
- Starre gefaltete Wände
- Universell, vielseitig einsetzbar
- Verdampfungs- oder Lagerbox

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	CHF Zu 100
045117	20	43 x 13	AA -
045118	50	57 x 15	AA -
045119	70	70 x 15	AA -