Wiegeschalen aus Aluminium

Schalen aus Aluminium

Einwegschalen aus Aluminium mit glatter Wand. Ideal als Verdunstungsboxen, Wiegeschalen, Vorratsschalen.





Schalen mit niedrigen Wänden

Art. Nr.	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
045121	70 x 6	50	**AA -**
045370	102 x 7	50	**AA -**
045371	121 x 4	100	**AA -**

Glattwandige Schalen

Art. Nr.	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
045120	70 x 17	100	**AA -**
045122	103 x 18	100	**AA -**

Aufgeweitete Schiffchen zum Verdampfen



Gondeln mit geriffelten Wänden

Art. Nr.	Innen-ø x H (mm)	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
045160	44 x 12	-	100	**AA -**
045123	63 x 18	1,6	100	**AA -**
045124	65 x 30	75	100	**AA -**
045161	110 x 39	200	50	**AA -**
045162	180 x 30	500	50	**AA -**

Wiegeschalen aus Aluminium

- **Ideal für Mikrowägungen**
- **Hergestellt aus Ultra-High-Vacuum-Folie (UHV)**
- **Entspricht ASTM B-479, Spezifikation 3.1.4 und 10.3.1**
- **Disc-Format**
- **Kompatibel mit den meisten Präzisionswaagen**



Art. Nr.	Maße Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
320677	25 x 3,6	20	**AA -**

Schaufeln und Löffel

Messschaufeln

- **Aus weißem Polypropylen oder hochdichtem Polyethylen**
- **Fassungsvermögen von 10 bis 1500 ml**





Modell	Polypropylen				Polyethylen hohe Dichte			
Kapazität (ml)	Maße (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Länge (cm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
10	32 x 103 x 16	**391120**	12	**AA -**		-	-	-
25	43,8 x 137 x 21	**391121**	12	**AA -**		-	-	-
50	55,4 x 163,7 x 26	**391122**	12	**AA -**		-	-	-
100	67,2 x 201,7 x 34	**391123**	12	**AA -**		-	-	-
250	94 x 261,7 x 34	**391124**	6	**AA -**	25	**391541**	25	**AA -**
500	112 x 315 x 55	**391125**	6	**AA -**	30	**391542**	25	**AA -**
1000	141 x 386,6 x 69,4	**391126**	6	**AA -**	-	-	-	-
1500	-	-	-	-	40	**391543**	1	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com