Verschiedenes: Kunststoffzubehör

Sterilisationsboxen Polysteribox



Sterilisationscontainer, autoklavierbar, wiederverwendbar.

- Autoklavierbar bis zu +134 °C
- CE-Kennzeichnung
- Ohne Silikon-Instrumentenhalter
- Ersatzzubehör auf Anfrage
- Werden ohne Noppenmatten geliefert
- Einweg-Sicherheitsnoppen ermöglichen einen manipulationssicheren Verschluss der Box (2 Noppen pro Box)
- Möglichkeit, Sicherheitsetiketten hinzuzufügen, die in die Aussparungen geschoben werden (chemischer Indikator, der sich von rot nach braun verfärbt, wenn die Sterilisation wirksam war)

Art. Nr.	Modell	Innenmaße (mm)	Außenmaße (mm)	CHF
070541B	S	177 x 76 x 45	208 x 111 x 54	AA -
070542B	M	155 x 123 x 32	184 x 144 x 59	AA -
070543B	L	261 x 164 x 65	290 x 183 x 74	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
070584	Sicherheitsklötze seals	1000	AA -
070586	Sicherheitsetiketten für Polysteribox S,M und L	1000	AA -
070587	Noppenmatte für Polysteribox S	1	AA -
070588	Noppenmatte für Polysteribox M	1	AA -
070589	Noppenmatte für Polysteribox L	1	AA -

Exsikkatoren

Vertikaler Exsikkator



- Aus rauchfarbenem Polystyrol
- Herausnehmbares, perforiertes Regal, 4-fach höhenverstellbar
- Tür rutscht unter den Trockner
- Schale für Trockenmittel (Trockenmittel nicht enthalten)
- Bis zu 5 stapelbare Einheiten

Art. Nr.	Maße L x B x H (cm)	CHF
948456	25 x 25 x 25	AA -

Mini-Exsikkator







- Mini-Exsikkatoren mit leicht zu öffnender Tür
- Für die Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Produkten
- Verwenden Kieselgel als Trockenmittel
- Dicht schließende Tür, die den Inhalt vor Verunreinigungen von außen schützt
- 2 Versionen :
  - Basic: ohne Metall, ohne Regal (optional erhältlich), stapelbar
  - Premium: zusätzlich zu den Eigenschaften der Version „Basic“, geliefert mit 2 Regalen, Gummi-Füßen, Hygrometer

	Basic		Premium	
Kammer	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
Einzeln	490948	AA -	490951	AA -
Doppelt	490949	AA -	490952	AA -
Dreifach	490950	AA -	490953	AA -
Mobil	490954	AA -	490958	AA -
Inertgas	490955	AA -	490959	AA -
Schwarz	490956	AA -	490960	AA -
Protect orange	490957	AA -	490961	AA -

Modell Inertgaskammer

- Wird mit Trockenmittel in einem wiederversiegelbaren Behälter geliefert
- Mit 2 Gas-Schnellanschlüssen mit selbstsperrenden Ventilen und 5-m-Schläuchen

Modell aus Polycarbonat Kammer schwarz und orange

- Zum Schutz der Proben vor Lichteinfall und vor UV-Strahlung
- Wird mit Trockenmittel in einem wiederversiegelbaren Behälter geliefert

Modell Mobile Kammer mit Tragegriff

- Aus Polycarbonat
- Scharniertür mit großer Öffnung
- Maße: 221 x 183 x 214 mm
- Volumen: 6 kg
- Regale aus PMMA
- Einsetzbar von - 35 °C bis +70 °C
- Normaler Druck

