Exsikkatoren

Exsikkatoren mit verstärktem Rahmen aus eloxiertem Aluminium

	Star	Super star	Grand star	Maxi 1 Bola	Maxi 2 Bola	Star Vitrum	Mini Vitrum
							
Material	Aus durchsichtigem Acryl, das eine gute Beobachtung ermöglicht					Aus 3,3-Borosilikatglas	
Verstärktes Gestell aus eloxiertem Aluminium	x	x	x	x	x	x	x
Dichtung aus synthetischem Gummi	x	x	x	x	x	x	x
Mit Trockenmittel, verpackt in einem praktischen Beutel	x	x	Exsikkator separat bestellen			x	x
Magnetisches Schloss	x	x	x	x	x	x	
Mit elektronischem Präzisionshygrometer an der Tür mit Max- und Min-Werten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit	x	x	x	x	x	x	x
Vorrichtungen für die Gasversorgung einschließlich Sicherheitsventilen und Verbindungsrohren		x					
Anzahl der Regalböden max.	26		17	34	17 x 2	26	1
Anzahl der Trockentabletts	1				2	1	-
Anzahl der gelieferten verstellbaren Regale	4 (Glas)		2 (Edelstahl)	4 (Edelstahl)			1 (Edelstahl)
Füße	4 rutschfeste Gummifüße			4 Rollen, davon 2 Stück mit Feststellbremse		4 rutschfeste Gummifüße	
Anzahl Türen	1				2	1	1
Temperatur	-20 °C bis +70 °C					-20 °C bis +150 °C	-70 °C bis +120 °C
Außenmaße L x H x T (mm)	304 x 520 x 375		585 x 560 x 555	585 x 1150 x 530	585 x 1150 x 55	310 x 525 x 375	220 x 183 x 214
Nutzbare Innenmaße B x H x T (mm)	260 x 480 x 320		502 x 502 x 502	502 x 1030 x 502	2 Fächer 502 x 502 x 502	260 x 480 x 330	200 x 170 x 180
Gesamtvolumen (l)	45		156	311	156 x 2	45	6
Gewicht (kg)	7	7,5	18	30	34	14	2
Art. Nr.	**490900**	**490901**	**490902**	**490903**	**490904**	**490962**	**499107**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**


Ersatzregal für Grand star, Maxi 1 Bola und Maxi 2 Bola

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490927	Ersatzregal aus Edelstahl mit Führungen	**AA -**

Trockenkammer

- **Aus Acryl mit Stahlscharnieren und Neoprendichtung**
- **Zur staub- und feuchtigkeitsgeschützten Aufbewahrung in Kühlschränken oder auf dem Labortisch**
- **Zur Aufbewahrung von wasserfreien Verbindungen, hygroskopischen Proben**
- **Verstellbare Regale**
- **Tablett mit Rand für Trockenmittel**

Art. Nr.	Anzahl Regale	Anzahl Rillen	Maße (H x L x T) (mm)	CHF
029467	2	3	178 x 305 x 305	**AA -**
029468	3	5	305 x 305 x 305	**AA -**
029381	4	7	457 x 305 x 305	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com