Exsikkatoren

Vertikale und horizontale Secador-Exsikkatoren

- Aus Co-Polyester
- Für die Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Produkten
- Automatisches Modul: Regeneration Entfeuchtung und Trocknung alle 20 Minuten
- Bernsteinfarbene Version: für lichtempfindliche Produkte (reduziert das Eindringen von sichtbarem Licht um 50 %)
- Breite Tür mit digitalem Hygrometer
- Herausnehmbare perforierteRegale

Vertikale Exsikkatoren

- Maße H x T (mm): 341 x 414



Modell	2,0		3,0		4,0		
Farben	Transparent	Bernstein	Transparent	Bernstein	Transparent	Bernstein	Blau
Höhe (mm)	314	314	417	417	518	518	518
Volumen (l)	33	33	45	45	53	53	53
Anzahl Regale	2	2	3	3	3	3	3
Art. Nr.	**085110**	**947849**	**086695**	**947850**	**947851**	**947852**	**947853**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Horizontale Exsikkatoren

- Maße L x T x H (mm) : 518 x 414 x 341



Modell	4,0	
Farben	Transparent	Blau
Volumen (l)	53	53
Anzahl Regale	2	2
Art. Nr.	**088876**	**947854**
CHF	AA -	AA -

Exsikkator aus Polycarbonat Nalgene™



- Transparent, leicht
- Für Vakuum- und Nicht-Vakuum-Anwendungen
- Hält 24 Stunden lang ein Vakuum von 711 mm Hg
- Nur zur Verwendung bei Raumtemperatur
- Eine Silikondichtung sorgt für Wasserdichtigkeit
- Akzeptiert Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6,6 bis 9,1 mm
- Platte Durchmesser 230 mm nicht inbegriffen (Art. Nr. 029290)

Boden	Polycarbonat
Deckel	Nicht autoklavierbares Polycarbonat
Gesamthöhe (mm)	329
ø außen (mm)	280
ø innen (mm)	251
Nutzbarer Raum (mm)	195
Art. Nr.	**029289**
CHF	AA -

Exsikkatoren aus Polycarbonat



Vollständig transparente Exsikkatoren mit Hahn und großem Innenvolumen.

- Wasserhahn aus Polypropylen mit Teflonknopf für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4'' (6,4 mm)
- Griff des Deckels
- Neopren O-Ring Dichtung
- Innenplatte aus perforiertem Polypropylen

Art. Nr.	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	ø Platte (mm)	Höhe (mm)	Höhe über der Platte (mm)	CHF
039705	171	149	140	206	121	**AA -**
039706	230	197	190	260	157	**AA -**
039707	273	240	230	311	197	**AA -**