Exsikkatoren

Exsikkator mit Deckel aus Polycarbonat Nalgene™

- Transparenter Deckel, blauer Boden aus Polypropylen
- Das Modell mit Hahn wird mit Schläuchen mit einem Innen-Ø von 1/4" verwendet.
- Modelle ohne Dichtung, die Abdichtung erfolgt mit Vakuumfett
- Nur zur Verwendung bei Raumtemperatur
- Zur Verwendung mit einer Platte mit einem Durchmesser von 230 mm



Modell	Autoklavierbar	Nicht autoklavierbar
Deckel	Polycarbonat	Polycarbonat
Boden	Polypropylen blau	Polypropylen blau
Wasserhahn TFE	Nein	Ja
Gesamthöhe (mm)	262	262
ø außen (mm)	330	330
ø innen (mm)	246	246
Nutzbarer Raum (mm)	143	143
Art. Nr.	**029363**	**029364**
CHF	**AA -**	**AA -**

Trockenmittelpatronen

- Für Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff
- Wechselt je nach aufgenommener Menge von blau zu rosa
- Möglichkeit, das Trockenmittel im Trockenschrank bei +150 °C zu regenerieren



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
086681	Trockenmittelpatrone 200 mm	**AA -**
086682	Trockenmittelpatrone 250 mm	**AA -**

Silikagele für Trockner

- Bestimmung des Sättigungsgrades durch Farbwechsel
- Zwei Versionen verfügbar :

- orange, wenn das Gel trocken ist, wird bei Sättigung braun/schwarz
- bernsteinfarben, wenn das Gel trocken ist, wird bei Sättigung grün (kobaltfreie Version)

- Regenerationsmodus : 90-100 °C ca. 90 min für 1 cm vorhandenes Kieselgel in der Unterlage





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490938	Orangefarbenes Kieselgel 360 g	**AA -**
490937	Orangefarbenes Kieselgel 720 g	**AA -**
453317-CER	Bernsteinfarbenes kobaltfreies Kieselgel 1 kg	**AA -**
453319-CER	Bernsteinfarbenes kobaltfreies Kieselgel 5 kg	**AA -**

Halter für Kieselgel

Passend für den Star Exsikkator mit der Artikelnummer 490900.

Art. Nr.	Maße (L x H x P) (mm)	CHF
490940	347 x 30 x 297	**AA -**

Trockenmittelbeutel

Beutel mit 1 Gramm.
Wird als Trockenmittel verwendet.



Art. Nr.	Verpackt zu	CHF/ VE
036399ASC	5000	**AA -**
036399ASC1	100	**AA -**

Platte für Nalgene™ -Exsikkator

Zur Ergänzung der Exsikkatoren 029289, 029363 und 029364.
Aus Metall-Keramik-Komposit, hellgrün



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
029290	Platte für Exsikkator	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com