GILSON Kalibrierte Schläuche für Gilson Peristaltikpumpe



Art. Nr.	Bezeichnung	Innen-Ø (mm)	VE	CHF/ VE
066149	PVC-Rohr orange/blau	0,25	12	AA -
066150	PVC-Rohr orange/grün	0,38	12	AA -
066151	PVC-Rohr orange/gelb	0,5	12	AA -
066152	PVC-Rohr schwarz/schwarz	0,76	12	AA -
066153	PVC-Rohr weiß/weiß	1	12	AA -
066154	PVC-Rohr grau/grau	1,29	12	AA -
066155	PVC-Rohr gelb/blau	1,52	12	AA -
066156	PVC-Rohr blau/blau	1,65	12	AA -
066157	PVC-Rohr violett/violett	2,06	12	AA -
066158	PVC-Rohr violett/schwarz	2,28	12	AA -
066159	PVC-Rohr violett/weiß	2,79	12	AA -
066160	PVC-Rohr schwarz/weiß	3,16	12	AA -
066161	Fluoroelastomer-Schlauch	3	4	AA -
066162	Fluoroelastomer-Schlauch	4	4	AA -
066163	Fluoroelastomer-Schlauch	0,5	4	AA -
066164	Fluoroelastomer-Schlauch	1	4	AA -
066165	Fluoroelastomer-Schlauch	2	4	AA -


Große Auswahl an Schläuchen.
- Standardversion : 0,3 µl/min bis 30 ml/min (max. Druck 0,5 MPa)
- High Flow Version : 1 ml/min bis 220 ml/min (max. Druck 0,3 MPa)

TIPP

Siehe auch Pharmed-Röhrchen und Verbinder auf Seite 974



Schläuche für peristaltische Pumpen



39 cm lange Schläuche mit 2 Jumper mit genormten Farben.

6 Polymerqualitäten :
- Pharmed : geringe Gasdurchlässigkeit, erfüllt die FDA-Normen und Klasse VI des amerikanischen Arzneibuchs; ausgezeichnete chemische Verträglichkeit ;
- Tygon LMT-55 : Transparentes, weiches PVC, ungiftig, nicht kontaminierend, ausgezeichnete mechanische und chemische Beständigkeit, DEHP-frei; Klasse VI des US-Pharmakopöe.
- Tygon SPT-3350 : Platinsilikon, sehr glatte Innenfläche, FDA- und US-Pharmakopöe-konform, Klasse VI, nicht hämolytisch, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen, verwendbar von - 80 °C bis + 230 °C, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
- Santoprene : gute mechanische und chemische Beständigkeit, flexibel und robust, ungiftig, verwendbar von - 50°C bis + 135°C, entspricht FDA und Klasse VI ;
- PVC : weich und robust, geringe Permeation, verwendbar von - 50°C bis + 74°C, Klasse VI ;
- Silikon : gute chemische Beständigkeit, flexibel, geruchlos, ungiftig, verwendbar von -50°C bis +230°C, Klasse VI.

Farbe Jumper 1	Farbe Jumper 2	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Dicke (mm)	Pharmed	Tygon LMT-55	Tygon SPT-3350	Santoprene	PVC	Silikon
Orange	Schwarz	0,13	1,93	0,9	-	260290B	-	-	4906517	-
Orange	Rot	0,19	1,99	0,9	-	260291B	-	-	4906518	-
Orange	Blau	0,25	2,05	0,9	260335	260292B	-	4906500	4906519	4906584
Orange	Grün	0,38	2,18	0,9	260336	260293B	-	4906501	4906521	4906585
Grün	Gelb	0,44	2,24	0,9	-	260294B	-	-	-	-
Orange	Gelb	0,51	2,31	0,9	260337	260295B	260352	4906502	4906522	4906586
Weiß	Gelb	0,57	2,37	0,9	-	260296B	-	-	-	-
Orange	Weiß	0,64	2,44	0,9	260338	260297B	260353	4906503	4906523	4906587
Schwarz	Schwarz	0,76	2,46	0,85	260339	260298B	260354	4906504	4906524	4906588
Orange	Orange	0,89	2,59	0,85	260340	260299B	260355	4906505	4906525	4906589
Weiß	Schwarz	0,95	2,65	0,85	-	260300B	-	-	-	-
Weiß	Weiß	1,02	2,72	0,85	260341	260301B	260356	4906506	4906526	4906590
Weiß	Rot	1,09	2,79	0,85	-	260302B	-	-	-	-
Rot	Rot	1,14	2,84	0,85	260342	260303B	260357	4906507	4906527	4906591
Rot	Grau	1,22	2,92	0,85	-	260304B	-	-	-	-
Grau	Grau	1,3	3	0,85	260343	260305B	260358	4906508	4906528	4906592
Gelb	Gelb	1,42	3,12	0,85	260344	260306B	260359	4906509	4906529	4906593
Gelb	Blau	1,52	3,22	0,85	260345	260307B	260360	4906510	4906530	4906594
Blau	Blau	1,65	3,35	0,85	260346	260308B	260361	4906511	4906531	4906595
Blau	Grün	1,75	3,45	0,85	-	260309B	-	-	-	-
Grün	Grün	1,85	3,55	0,85	260347	260310B	260362	4906512	4906532	4906596
Violett	Violett	2,06	3,76	0,85	260348	260311B	260363	4906513	4906533	4906597
Violett	Schwarz	2,29	3,99	0,85	260349	260312B	260364	4906514	4906534	4906598
Violett	Orange	2,54	4,24	0,85	260350	260313B	260365	4906515	4906535	4906599
Violett	Weiß	2,79	4,48	0,85	260351	260314B	260366	4906516	4906536	4906600
Schwarz	Weiß	3,17	4,87	0,85	-	260315B	-	-	4906537	4906601
				VE	6	12	6	6	12	6
				CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -