Tygon-Lebensmittelschläuche A-60-C

- Formuliert, um den hohen Temperaturen bei der Herstellung von Lebensmitteln und Getränken standzuhalten
- Beständig gegen wiederholtes Autoklavieren
- Einsatztemperatur von -50 °C bis +135 °C
- Kompatibel mit allen gängigen Reinigungsmitteln und Sterilisationsmitteln
- Entspricht den FDA-Kriterien



Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF	Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF pro Rolle
260103B	1,6 x 4,8	15	AA -	260112B	7 x 11	15	AA -
260104B	3,2 x 6,4	15	AA -	260113B	8 x 12	15	AA -
260105B	4,8 x 8	15	AA -	260114B	10 x 14	15	AA -
260106B	6,4 x 9,6	15	AA -	260115B	8 x 11,1	15	AA -
260107B	6,4 x 12,7	15	AA -	260116B	9,5 x 12,7	15	AA -
260108B	3 x 5	15	AA -	260117B	9,5 x 15,9	15	AA -
260109B	4 x 6	15	AA -	260118B	12,7 x 19	15	AA -
260110B	4 x 8	15	AA -	260119B	15,9 x 22	15	AA -
260111B	6 x 10	15	AA -	260120B	19 x 25,4	15	AA -

Vakuumschläuche Tygon E-3603 ohne DEHP

Hergestellt in Reinräumen nach ISO 7.



Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Dicke (mm)	CHF pro rolle à 15 m
260217B	4,8 x 14,3	4,8	AA -
260218B	6,4 x 15,9	4,8	AA -
260219B	9,5 x 22,2	6,4	AA -
260220B	12,7 x 28,6	8	AA -
260221B	15,9 x 34,9	9,5	AA -
260222B	19 x 38,1	9,5	AA -
260223B	25,4 x 50,8	12,7	AA -

DEHP-freie Tygon-Schläuche E-3603



- Transparent
- Hohe Flexibilität
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Härte Shore A,55
- Für Kondensatoren, Inkubatoren
- Hergestellt im Reinraum ISO 7

Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF	Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF die Rolle
260121B	0,80 x 2,40	15	AA -	260149B	9,5 x 12,7	15	AA -
260122B	1,60 x 3,20	15	AA -	260150B	9,5 x 14,3	15	AA -
260123B	1,60 x 4,80	15	AA -	260151B	9,5 x 15,9	15	AA -
260124B	2,40 x 4,00	15	AA -	260152B	11,1 x 14,3	15	AA -
260125B	2,40 x 5,60	15	AA -	260153B	11,1 x 15,9	15	AA -
260126B	3,20 x 4,80	15	AA -	260154B	11,1 x 17,5	15	AA -
260127B	3,20 x 6,40	15	AA -	260155B	12,7 x 15,9	15	AA -
260128B	4,00 x 5,60	15	AA -	260156B	12,7 x 17,5	15	AA -
260129B	4,00 x 7,20	15	AA -	260157B	12,7 x 19	15	AA -
260130B	4,80 x 6,40	15	AA -	260158B	12,7 x 20,6	15	AA -
260131B	4,80 x 8,00	15	AA -	260159B	14,3 x 19	15	AA -
260132B	4,80 x 9,60	15	AA -	260160B	14,3 x 20,6	15	AA -
260133B	4,80 x 11,10	15	AA -	260161B	15,9 x 20,6	15	AA -
260134B	6,40 x 8,00	15	AA -	260162B	15,9 x 22,2	15	AA -
260135B	6,40 x 9,60	15	AA -	260163B	15,9 x 23,8	15	AA -
260136B	6,40 x 11,10	15	AA -	260164B	17,5 x 22,2	15	AA -
260137B	6,4 x 12,7	15	AA -	260165B	19 x 25,4	15	AA -
260138B	2 x 4	15	AA -	260166B	19 x 27	15	AA -
260139B	3 x 5	15	AA -	260167B	19 x 28,6	15	AA -
260140B	4 x 6	15	AA -	260168B	19 x 31,8	15	AA -
260141B	5 x 8	15	AA -	260169B	22,2 x 30,2	15	AA -
260142B	6 x 9	15	AA -	260170B	25,4 x 38,1	15	AA -
260143B	7 x 10	15	AA -	260171B	28,6 x 38,10	15	AA -
260144B	8 x 12	15	AA -	-	-	-	-
260145B	10 x 14	15	AA -	260173B	38,1 x 47,6	15	AA -
260146B	8 x 11,1	15	AA -	260174B	38,1 x 50,8	15	AA -
260147B	8 x 14,3	15	AA -	260175B	44,5 x 57,2	15	AA -
260148B	8 x 15,9	15	AA -	260176B	50,8 x 63,5	15	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com