
Schnellkupplungen aus PE



Art. Nr.	nominaler Außen-ø (mm)	Außen-ø max./ min. (mm)	Innen-Ø (mm)	VE	CHF/ VE
391219	4/5/6	3,5/6,0	1,6	100	AA -
391220	6/7/8	5,3/7,6	2,7	100	AA -
391221	8/9/10	7,2/9,7	3,6	100	AA -
391222	10/11/12	9,3/12,2	5,5	100	AA -
391223	12/13/14	11,0/14,4	7,3	100	AA -
391224	14/15/16	13,2/16,0	8,8	100	AA -

Klemme für Nalgene™ -Laborschläuche




Ermöglicht die Regulierung des Flüssigkeitsflusses von einer vollständig geöffneten Position über die Drosselung des Flusses bis hin zu einer vollständig geschlossenen Position.

- **Ideal für die Verwendung mit Laborschläuchen**
- **Autoklavierbar**
- **Für Rohre mit einem Außendurchmesser von 1/4 bis 7/16 (Zoll)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 12
029733	Schlauchklemme	AA -

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

KECK™-Schlauchklemmen




- **Präzise Steuerung des Flüssigkeitsflusses mit nur einem Finger**
- **Aus thermoplastischem Polyester (PBT)**
- **Temperaturbeständig bis +200 °C**
- **Autoklavierbar**

Art. Nr.	Durchmesser (mm)	Farbe	CHF Zu 10
091956	4,5	Rot	AA -
091957	6	Gelb	AA -
091958B*	10	Blau	AA -
091959	14	Rot	AA -

* verpackung zu 100

PTFE-Band




- **Aus PTFE**
- **Zum Schutz von Gewinden und zur Behebung von Lecks**
- **Farbe weiß**
- **L x B: 12 mm x 12 m**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 10
391507B	Band 12 Meter	AA -

Polypropylen-Fittings

Autoklavierbare Polypropylen-Schlauchverbinder, Gerade, T- oder Y-Form, Modelle mit konischen Enden bieten eine bessere Toleranz gegenüber Schwankungen des Innendurchmessers des Schlauchs,







T-förmiger Verbinder mit geraden Enden

Art. Nr.	Nominaler Außendurchmesser (mm)	Für Rohr Innendurchmesser von (mm)	CHF
391164	4	3,3 / 3,6	AA -
391165	6	4,5 / 5,4	AA -
391166	8	6,9/ 7,6	AA -
391167	10	8,7 / 9,5	AA -
391168	12	10,7 / 11,5	AA -
391169	14	12,7 / 13,7	AA -
391170	16	14,7 / 15,6	AA -

Kupplung gerade Form konische Enden

Art. Nr.	Passend für Rohre mit Innen-ø 1. Ende	2. Ende	VE	CHF/ VE
001227	10 bis 15 mm	10 bis 15 mm	10	AA -

Kupplung Form Y gerade Enden

Art. Nr.	Passend für Rohre mit Innen-ø (mm)	CHF
391171	3,2 / 4	AA -
391172	4,7 / 5,7	AA -
391173	6,6 / 7,6	AA -
391174	8,9 / 9,9	AA -
391175	10,5 / 11,6	AA -
391176	12,8 / 13,7	AA -
391177	14,7 / 15,7	AA -