Schlauchverbinder mit Luer-Ansatz


533060


533065

- Zum Verbinden von Schläuchen mit einem Luer-Anschluss
- Hergestellt aus Polypropylen

Art. Nr.	Typ	Innendurchmesser des Rohrs (mm)	CHF
533057	Männlicher Luer	1,6	AA -
533062	Weiblicher Luer	1,6	AA -
533058	Männlicher Teil	2,4	AA -
533063	Weiblicher Teil	2,4	AA -
533059	Männlicher Teil	3,2	AA -
533064	Weiblicher Teil	3,2	AA -
533060	Männlicher Teil	4	AA -
533065	Weiblicher Teil	4	AA -
533061	Männlicher Teil	4,8	AA -
533066	Weiblicher Teil	4,8	AA -

Gerade Schlauchanschlüsse


533067

- Um zwei Rohre mit demselben Durchmesser zu verbinden
- Hergestellt aus Polypropylen

Art. Nr.	Innendurchmesser des Rohrs (mm)	CHF
533067	1,6	AA -
533068	2,4	AA -
533069	3,2	AA -
533070	4	AA -
533071	4,8	AA -
533072	6,35	AA -
533073	9,5	AA -

Durch Druckknopf gesicherte Anschlüsse

- Zum Verbinden von Rohren mit gleichen oder unterschiedlichen Durchmessern
- Gibt es auch mit Absperrventil, das den Flüssigkeitsstrom unterbricht, wenn es ausgesteckt wird
- PMC- und PMC 12-Steckverbinder sind interkompatibel
- PLC- und PLC 12-Steckverbinder sind interkompatibel

	Steckverbinder PMC/PLC	Steckverbinder PMC 12 / PLC 12	Steckverbinder APC
Maximaler Druck	Bis zu 8,3 Bar		
Temperaturbereich	-40 bis 82 °C	0 bis 71 °C	-40 bis 82 °C
Hauptteil und Stecker	Acetal	Polypropylen	Acetal
Druckknopf	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Acetal
Feder des Steckers	Edelstahl 316	Edelstahl 316	Edelstahl 316
Äußere Feder und Stift	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl	Rostfreier Stahl
O-Ring	Buna-N	EPDM	Buna-N
Sterilisation	-	Gamma ≤ 50 kGy	-
Farben	Natürliches Weiß	Mandel	Naturweiß / hellgrauer Knopf
Anwendung	Alltäglicher Gebrauch	Sterilisierbar, erhöhte Chemikalienbeständigkeit	Keine Metallteile, die mit der Flüssigkeit in Berührung kommen
Nenndurchmesser (mm)	PMC : 3,2 / PLC : 6,4	PMC12 : 3,2 / PLC12 : 6,4	6,4


533027


533026


533023


533050


533015


533008

			Ohne Absperrventil		Mit Absperrventil			Ohne Absperrventil		Mit Absperrventil	
	Innen-Ø des Rohrs (mm)	Typ von Verbinder	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Typ von Verbinder	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
Männlicher Teil	1,6	PMC	533005	AA -	533033	AA -	PMC 12	533012	AA -	533040	AA -
Weiblicher Teil	1,6	PMC	533001	AA -	533029	AA -	PMC 12	533009	AA -	533037	AA -
Männlicher Teil	3,2	PMC	533006	AA -	533034	AA -	PMC 12	533013	AA -	533041	AA -
Weiblicher Teil	3,2	PMC	533002	AA -	533030	AA -	PMC 12	533010	AA -	533038	AA -
Männlicher Teil	4,8	PMC	533007	AA -	533035	AA -	-	-	-	-	-
Weiblicher Teil	4,8	PMC	533003	AA -	533031	AA -	-	-	-	-	-
Männlicher Teil	6,4	PMC	533008	AA -	533036	AA -	PMC 12	533014	AA -	533042	AA -
Weiblicher Teil	6,4	PMC	533004	AA -	533032	AA -	PMC 12	533011	AA -	533039	AA -
Männlicher Teil	6,4	PLC	533018	AA -	533046	AA -	PLC 12	533023	AA -	533051	AA -
Weiblicher Teil	6,4	PLC	533015	AA -	533043	AA -	PLC 12	533021	AA -	533049	AA -
Männlicher Teil	6,4	APC	533027	AA -	533055	AA -	-	-	-	-	-
Weiblicher Teil	6,4	APC	533025	AA -	533053	AA -	-	-	-	-	-
Männlicher Teil	7,9	PLC	533019	AA -	533047	AA -	PLC 12	-	-	-	-
Weiblicher Teil	7,9	PLC	533016	AA -	533044	AA -	PLC 12	-	-	-	-
Männlicher Teil	9,5	PLC	533020	AA -	533048	AA -	PLC 12	533024	AA -	533052	AA -
Weiblicher Teil	9,5	PLC	533017	AA -	533045	AA -	PLC 12	533022	AA -	533050	AA -
Männlicher Teil	9,5	APC	533028	AA -	533056	AA -	-	-	-	-	-
Weiblicher Teil	9,5	APC	533026	AA -	533054	AA -	-	-	-	-	-

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com