
Wasserhähne



- Material: Polypropylen und Polyethylen hoher Dichte
- Für Flüssigkeiten und Gase bei niedrigem Druck (Fließdruck 0,5 bar) oder leichtem Vakuum
- Körper und Schlüssel lassen sich mühelos und ohne Schmiermittel handhaben
- Geradliniger Flussdurchgang

Art. Nr.	Außen-Ø (mm)	Innerer Durchmesser (mm)	CHF zu 10
391234	8	4,9	AA -
391235	10	7	AA -
391236	13	10,9	AA -
391237	16	12,7	AA -

PP/TFE-Hähne und Nalgene™ -Fittings



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 6
029957	Hahn PP/TFE 2 mm	AA -
029958	Hahn PP/TFE 4 mm	AA -

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Anschlüsse

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 12
029959	Quick Disconnect Fitting HDPE 1/4 - 5/16 inch	AA -
029960	Quick Disconnect-Anschluss HDPE 3/8 - 7/16 inch	AA -
029961	Anschluss Typ T PP 1/8 inch	AA -
029962	Anschlussstück Typ T PP 3/16 inch	AA -
029963	Anschlussstück Typ T PP 1/4 inch	AA -
029964	Anschlussstück Typ T PP 5/16 inch	AA -
029965	Anschlussstück Typ T PP 3/8 inch	AA -
029966	Anschlussstück Typ T PP 1/2 inch	AA -
029967	Anschluss Typ Y PP 1/8 inch	AA -
029968	Anschluss Typ Y PP 3/16 inch	AA -
029969	Anschluss Typ Y PP 1/4 inch	AA -
029970	Anschluss Typ Y PP 5/16 inch	AA -
029971	Anschluss Typ Y PP 3/8 inch	AA -
029972	Anschluss Typ Y PP 1/2 inch	AA -

Gewindeanschlüsse 1/4''-28 für Mehrwegstöpsel Q



		Peek	Acetal
Gewinde	Für Rohre mit Innen-Ø (mm)	Art. Nr.	Art. Nr.
1/4"- 28	1	910866	910873
1/4"- 28	1,5	910865	910874
1/4"- 28	2	910867	-
1/4"- 28	2,5	910868	910876
1/4"- 28	3	910869	-
1/4"- 28	3,2	910870	-
1/4"- 28	4	910871	910879
1/4"- 28	6	910872	910880
	CHF zu 5	AA -	AA -

